

Portafolio de productos dentales



2024

Suturas Quirúrgicas

ADAMEDICAL
s.r.l.



- Alta calidad de aguja
- Stock permanente

Portafolio de suturas quirúrgicas

Surgical sutures


Absorbable Sutures

- SUTUCRYL Polyglactin
- SUTUSORB Polyglycolic acid
- PDO II Polydioxanone
- SUTUCRYL MONO Polyglecaprone
- SUTUGEN Chromic Gutflex
- CHROMIC GUT
- PLAIN GUT

Non-absorbable Sutures

- SUTULENE Polypropylene
- SUTUBOND Polyester
- SUTULON Nylon
- SUTUSILK Silk
- SUTUFIBER UHMWPE
- SUTUSTEEL Steel

Specialty sutures



Dental Sutures

Tabla de agujas

Taper point needles



Sutumed

3/8 Circle

BV-1	_____	9.3 mm
BV	_____	11 mm
C-1	_____	13 mm
BB	_____	17 mm

1/2 Circle

RB-12	_____	13 mm
RB-1	_____	17 mm
SH-1	_____	22 mm
SH	_____	26 mm
CT-2	_____	26 mm
MO-6	_____	26 mm
MH	_____	26 mm
CT-1	_____	36 mm
CT	_____	36 mm
CTX	_____	40 mm
	_____	48 mm

5/8 Circle

UR-6	_____	26 mm
UR-5	_____	36 mm

Reverse cutting needles



Sutumed

3/8 Circle

FS-2	_____	19 mm
FS-1	_____	24 mm
FS	_____	26 mm
FSL	_____	30 mm
FSLX	_____	36 mm

1/2 Circle

CP-2	_____	26 mm
OS-4	_____	22 mm
OS-6	_____	36 mm
CP-1	_____	36 mm

Tapercut needles



Sutumed

3/8 Circle

CC	_____	9.3 mm
CC-1	_____	13 mm
V-4	_____	17 mm

1/2 Circle

V-5	_____	17 mm
V-7	_____	26 mm
V-34	_____	36 mm

Straight needles



Sutumed

SC-1	_____	13 mm
KS	_____	60 mm

Precision conventional cutting needles



Sutumed

3/8 Circle

PC-1	_____	13 mm
PC-3	_____	16 mm
PC-5	_____	19 mm

Precision reverse cutting needles



Sutumed


3/8 Circle

P-1	_____	11 mm
G-1	_____	11 mm
P-3	_____	13 mm
G-3	_____	13 mm
PS-3	_____	16 mm
PS-2	_____	19 mm
PS-1	_____	24 mm

1/2 Circle

PS-4	_____	16 mm
------	-------	-------

● Códigos disponibles




Poliglactín

“Sutura absorbible para tejidos blandos y procedimientos cosméticos”

Material	Calibre USP	Tipo de Aguja (*)	Tamaño de Aguja (mm)	Longitud de Hebra (cm)
POLIGLACTIN INCOLORO	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	11 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	11 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	16 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	3/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	26 MM	50 CM
POLIGLACTIN INCOLORO	3/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM

Material	Calibre USP	Tipo de Aguja (*)	Tamaño de Aguja (mm)	Longitud de Hebra (cm)
POLIGLACTIN	3/0	MC = 1/2 Circulo Reverso Cortante	22 MM	50 CM
POLIGLACTIN	3/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	17 MM	50 CM
POLIGLACTIN	4/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	17 MM	50 CM
POLIGLACTIN	5/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	17 MM	50 CM
POLIGLACTIN	3/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	22 MM	50 CM
POLIGLACTIN	4/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	22 MM	50 CM
POLIGLACTIN	3/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	26 MM	50 CM
POLIGLACTIN	4/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	26 MM	50 CM

● Códigos disponibles




Poliglecaprone

“Sutura monofilamento absorbible para procedimientos cosméticos”

Material	Calibre USP	Tipo de Aguja (*)	Tamaño de Aguja (mm)	Longitud de Hebra (cm)
POLIGLECAPRONE	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	16 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	3/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	26 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	3/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	3/0	MC = 1/2 Circulo Reverso Cortante	22 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	3/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	17 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	4/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	17 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	5/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	17 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	3/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	22 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	4/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	22 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	3/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	26 MM	50 CM
POLIGLECAPRONE	4/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	26 MM	50 CM

● Códigos disponibles



Polidioxanona

“Sutura monofilamento absorbible ideal para cualquier procedimiento”

Material	Calibre USP	Tipo de Aguja (*)	Tamaño de Aguja (mm)	Longitud de Hebra (cm)
POLIDIOXANONA	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	11 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	16 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	3/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	26 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	3/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	3/0	MC = 1/2 Circulo Reverso Cortante	22 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	3/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	17 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	4/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	17 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	5/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	17 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	3/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	22 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	4/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	22 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	3/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	26 MM	50 CM
POLIDIOXANONA	4/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	26 MM	50 CM

Códigos disponibles



Nylon

“En presentación x 12 unidades y largo de 50 cm”

Material	Calibre USP	Tipo de Aguja (*)	Tamaño de Aguja (mm)	Longitud de Hebra (cm)
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	11 MM	50 CM
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	16 MM	50 CM
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	16 MM	50 CM
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	3/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	3/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	24 MM	50 CM
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	4/0	MC = 1/2 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	5/0	MC = 1/2 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM
NYLON NEGRO MONOFILAMENTO	6/0	MC = 1/2 Circulo Reverso Cortante	15 MM	50 CM




Seda

“En presentación x 12 unidades y largo de 50 cm”

Material	Calibre USP	Tipo de Aguja (*)	Tamaño de Aguja (mm)	Longitud de Hebra (cm)
SEDA NEGRA TRENZADA	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	11 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	16 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	3/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	24 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	3/0	MC = 1/2 Circulo Reverso Cortante	17 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	4/0	MC = 1/2 Circulo Reverso Cortante	17 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	3/0	MC = 1/2 Circulo Reverso Cortante	22 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	3/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	17 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	5/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	17 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	4/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	22 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	5/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	22 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	2/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	26 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	3/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	26 MM	50 CM
SEDA NEGRA TRENZADA	4/0	MR = 1/2 Circulo Redondo	26 MM	50 CM

● Códigos disponibles



Polipropileno

“Protésico de mínima reacción tisular y/o reacciones adversas en pacientes”

Material	Calibre USP	Tipo de Aguja (*)	Tamaño de Aguja (mm)	Longitud de Hebra (cm)
POLIPROPILENO	6/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	11 MM	50 CM
POLIPROPILENO	5/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	13 MM	50 CM
POLIPROPILENO	4/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	19 MM	50 CM
POLIPROPILENO	3/0	TC = 3/8 Circulo Reverso Cortante	24 MM	50 CM



Espónja Hemostática de Colágeno

“Un mayor tamaño, para una mejor absorción, y fácil manejo del cirujano”

Material		Presentación
ESPONJA HEMOSTATICA - DENTAL		
ESPONJA HEMOSTÁTICA 2 X 1 CM		Caja x 12 sobres

Otros dispositivos



**Materia
Prima
de 1er
mundo**



Parte del grupo global de empresas fabricantes y proveedoras de medical devices

 **Unilene** Perú

Medixik Perú

Quality+
Médico Ecuador



www.adamedicalsrl.com

e-mail: gerencia@adamedicalsrl.com

Celular: 713 53749 - 780 52648