

Portafolio de esterilización



2024

Equipos de Esterilización con sistema de vacío

Esterilización por óxido de etileno



Inteligente,
rápido y
seguro



xteriNOVA

XN-300

Acero inoxidable

-  **Capacidad**
162 Litros
-  **Ciclo de esterilización**
4 horas - 50°C
-  **Dimensiones**
Altura 1.98 mts
Profundidad 0.81 mts
Ancho 0.87 mts
-  **Peso** 150 Kg




xteriFAST

XF-100

-  **Capacidad**
54 Litros
-  **Ciclo de esterilización**
4 horas - 50°C
-  **Dimensiones**
Altura 0.70 mts
Profundidad 0.70 mts
Ancho 0.50 mts
-  **Peso** 40 Kg

xteriLITE

XL-100

-  **Capacidad**
54 Litros
-  **Ciclo de esterilización**
8 horas - 50°C
-  **Dimensiones**
Altura 0.70 mts
Profundidad 0.70 mts
Ancho 0.50 mts
-  **Peso** 60 Kg

Suministros y equipos de esterilización

Todo lo que necesitas para esterilizar.



Cartuchos de óxido de Etileno



Contenido del kit:

- 20 ml. de Óxido de Etileno - ETO
- Bolsa contenedora de 54 litros
- Precinto de seguridad
- Humidificador
- Indicador de esterilización Unigas

Ampollas de óxido de Etileno

Contenido del kit:

- 20 ml. de Óxido de Etileno ETO
- Bolsa difusora
- Bolsa contenedora de 54 L
- Precinto de seguridad
- Humidificador
- Indicador de esterilización




Mangas de Esterilización

Mangas mixtas sin fuelle (Longitud 200 Mts.)

Ancho

- 75 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm




*Otras medidas de acuerdo al requerimiento del usuario

Máquinas de sellado médico

Xterrie F100-L

- Funciones de control automático.
- Permiten el sellado continuo.
- Precisión de control de temperatura $\pm 1\%$.
- Diseñado para satisfacer las necesidades de sellado de bolsas de papel y plástico.



Xterrie F101-TR

- Pantalla táctil LCD a color de 7".
- Interfaz gráfica de usuario.
- Sellado de secuencia positiva propia (descendente).
- Contador de sellado de 0 a 9999.



Indicadores de esterilización

Para vapor, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno y calor seco

Indicadores Biológicos

Autocontenidos de Lectura Rápida por fluorescencia



Incubadoras

MiniBio

- 3 posiciones para SCBI
- Sistema de temperatura dual
- Impresora interna
- 1 programa para cada posición
- Puerto USB











Cintas autoadhesivas CINTAPE®

Tipo 1



USO

- Envolver y sellar los paquetes de esterilización
- Distinguir los paquetes que han sido expuestos a procesos de esterilización.

	Sin exponer	Exposición aceptada
VH ₂ O ₂ CT40		
STEAM CT22		
DRY CT30		
EO CT10		

Indicadores multi-variable Chemdye®


Tipo 4



Tiras simples y dobles

USO

- Muestran rápidamente si se han alcanzado los parámetros críticos del proceso de esterilización.



Pruebas de Bowie & Dick Chemdye®

BD125X/1



USO

- Controlar la remoción de aire y la penetración del vapor en esterilizadores asistidos por vacío.



Parte del grupo global de empresas fabricantes y proveedoras de medical devices

 **Unilene** Perú

Medixik Perú

Quality+
Médico Ecuador



www.adamedicalsrl.com

e-mail: gerencia@adamedicalsrl.com

Celular: 713 53749 - 780 52648