

Medicina Deportiva



**Alta
resistencia**

Endobutton Ajustable



Dispositivo de fijación ajustable para la reparación o reconstrucción mediante la fijación y retención del tejido blando en el hueso. Compuesto de placa de fijación en Titanio y LOOP ajustable de alta resistencia para la suspensión del injerto, sutura de izado y sutura de giro.

SISTEMA DE FIJACIÓN FEMORAL-CORTICAL INDICADO PARA:


Reparación / reconstrucción del LCA/LCP.
Injertos de hueso-tendón-hueso rotuliano para LCS/LCP.
Reconstrucción del LCA con doble túnel.
Reparación extracapsular: LCM, LCL y ligamento oblicuo posterior.

Tenodesis de cintilla iliotibial. Reparación del tendón rotuliano. Avance del músculo vasto medial oblicuo. Cierre de la cápsula articular.

CARACTERÍSTICAS DE COMPOSICIÓN:

Placa metálica, aleación de Titanio, de 12mm de longitud.
Cincha de suspensión de doble lazo ajustable en Polietileno alta resistencia.
Pre-enhebrado con 2 suturas no reabsorbibles del 5# y del 2#, facilitando la manipulación e incrementando la eficiencia del procedimiento.
Un solo uso.

Suturas FIBER



Contamos con una cartera completa de suturas y cintas diseñadas específicamente para el cirujano ortopédico. Nuestras suturas y cintas están disponibles en múltiples configuraciones, incluidos patrones de color, anchos y combinaciones de agujas.

- Múltiples colores disponibles: Blanco, Blanco / verde, negro
- Loops, tanto fijos como ajustables.
- Ideal para la reparación de tendones de múltiples hebras.
- Agujas rectas y en Jota con punta rígida para facilitar el paso a través de los túneles óseos.
- Disponible con agujas de alta calidad para mejorar el paso a través de los tejidos.

Arpones de titanio y peek



Sistema de anclaje óseo construido en titanio según norma ASTM F136-02a, con núcleo variable y espiras prolongadas para una mejor fijación.

Sistema de anclaje estéril listo para ser utilizado compuesto de implante de titanio para fijación ósea y doble sutura no absorbible Polietileno multifilamento trenzado de alta resistencia o sutura reforzada en Poliéster trenzado acoplado a mango descartable.

DIÁMETROS DISPONIBLES: 2.0 / 2.7 / 3.5 / 4.0 / 5.0 Mango descartable formado por vástago introductor en acero inoxidable grabado para visualización de la posición de la sutura y límite del ojal del arpón.

Productos

Material	Calibre USP	Tipo de Aguja (*)	Tamaño de Aguja (mm)	Longitud de Hebra (cm)
FIBER UHMWPE BLANCO/VERDE	2	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	30 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO/VERDE	2/0	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	25 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO	2	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	25 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO 2 AGUJAS	2	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	30 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO	2	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	30 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO	2	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	35 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO 2 AGUJAS	2	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	35 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO	2/0	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	26 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO 2 AGUJAS	2/0	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	25 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO	5	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	45 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO/VERDE	2	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	25 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO/VERDE	2	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	30 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO/VERDE	2	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	35 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO/VERDE	2/0	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	20 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO/VERDE	2/0	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	25 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO/VERDE	2/0	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	30 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE BLANCO/AZUL	5	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	45 MM	90 CM.
FIBER UHMWPE NEGRO	2	MR - 1/2 CÍRCULO REDONDA	36 MM	90 CM.

Material	Presentación
ANCLA DE TITANIO - MEDICINA DEPORTIVA	
ARPON DE TITANIO 3.5 MM CON 1 HEBRA DE FIBER BLANCO # 2 X 90 CM + 1 HEBRAS DE FIBER BLANCO/VERDE #2 X90 CM	UNITARIO
ARPON DE TITANIO 5.0 MM CON 1 HEBRA DE FIBER BLANCO # 2 X 90 CM + 2 HEBRAS DE FIBER BLANCO/VERDE #2 X90 CM	UNITARIO
ARPON DE TITANIO 2.0 MM CON 1 HEBRA DE FIBER BLANCO # 2 X 90 CM + 1 HEBRAS DE FIBER BLANCO/VERDE #2 X90 CM	UNITARIO
ANCLA DE PEEK - MEDICINA DEPORTIVA	
ARPON DE PEEK 5.0 MM CON 1 HEBRA DE FIBER BLANCO # 2 X 90 CM + 2 HEBRAS DE FIBER BLANCO/VERDE #2 X90 CM	UNITARIO
ARPON DE PEEK 3.0 MM CON 1 HEBRA DE FIBER BLANCO # 2 X 90 CM + 1 HEBRAS DE FIBER BLANCO/VERDE #2 X90 CM	UNITARIO
ENDOBUTON AJUSTABLE - MEDICINA DEPORTIVA	
ENDOBUTON DE TITANIO AJUSTABLE Y 1 HEBRA DE POLIETILENO VERDE #2 DE 75 CM Y 1 HEBRA DE NEGRO # 6 DE 90 CM	UNITARIO
MALLA CON ESPONJA - MEDICINA DEPORTIVA	
MALLA CON ESPONJA DE 3X4 CM CON UHMWPE 2 BLANCO VERDE PARA REPACION DE MAGUITO ROTADOR	UNITARIO
FIBER TAPE - MEDICINA DEPORTIVA	
CINTA DE FIBER DE 1 MM X 3 MTS	UNITARIO
CINTA DE FIBER DE 1.5 MM X 3 MTS	UNITARIO
CINTA DE FIBER DE 2 MM X 3 MTS	UNITARIO
CINTA DE FIBER DE 3 MM X 3 MTS	UNITARIO
CINTA DE FIBER DE 4 MM X 3 MTS	UNITARIO
CINTA DE FIBER DE 5 MM X 3 MTS	UNITARIO



Visit us



xterierFAST

XF-100

Vacuum sterilizer

- ✓ Designed for sterilizing temperature sensitive medical devices.
- ✓ Its advanced technology provides the highest level of safety and better ease of use.
- ✓ Easy to install and maintain.
- ✓ Complete cycle that combines sterilization and aeration in the same chamber as a continuous process.
- ✓ No vacuum lines are required.



7"

Touch screen

user-friendly interface



Chamber volume

54 L

a Technical Sterilization Unit (UTE)



Sterilization cycle

6 Hours

4 hrs. of sterilization and 2 hrs. of aeration

info@xterier.com

www.xterier.com



xteriFAST

XF-100

Xterifast is a low-temperature sterilization system that uses 100% ethylene oxide.

Dynamic: Completes a sterilization and aeration cycle less than half the time compared to other equipment.

Efficient: All sides and surfaces of the instruments are sterilized. Since it works at low temperatures of 50°C without steam injections or high pressure, this equipment can effectively protect devices and extend their lifetimes.



Safe: Equipped with a system for electrical current protection.

VACUUM STERILIZER

Smart, fast, and safe to handle

Vacuum system

The combination of purge probe and flexible chamber (sterilization bag) removes the air around the objects before sterilization and optimizes sterilization processes.



EO Sterilization Supplies

EO Cartridge

Each kit contains:

- EO Cartridge 20 ml / 20 cc
- 54-liter liner bag
- Tie-wrap
- Sterilization indicator
- Uniaqua Humidifier



EO Ampoule

Each kit contains:

- EO ampoule 20ml
- Diffusing membrane
- 54-liter liner bag
- Tie-wrap
- Sterilization indicator
- Uniaqua Humidifier





 **Unilene** Perú

Medixik Perú

Quality+
Médico Ecuador



e-mail: gerencia@adamedicalsrl.com

Celular: 713 53749 - 780 52648