



R&G[®]



**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS**
FABRICACIÓN PERUANA



PRINCIPAL FABRICANTE DE INDUMENTARIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL PERÚ

Nosotros



Somos, una empresa peruana especializada en la fabricación de indumentaria de Seguridad e Higiene para el sector Alimentario y Médico.

Nuestro objetivo es mejorar la satisfacción de nuestros clientes, con estricto cumplimiento de estándares internacionales.

La innovación es el pilar fundamental en R&G, apostando por productos biodegradables, antivirales y compostables.

Estamos tomando acción para involucrarnos cada vez más con el modelo de economía circular, siendo amigables con el medio ambiente y creando encadenamiento productivo.





MASCARILLA R&G 3 PLIEGUES CON ELÁSTICO

- Tipo IIR
- Material: Tela no tejida
- Talla: Estándar
- Color: Blanco/Celeste
- Caja x 50 unid.



MASCARILLA HEALTHPRO 3 PLIEGUES CON ELÁSTICO

- Tipo IIR
- Antiviral + Antibacterial
- Material: Tela no tejida
- Talla: Estándar
- Color: Blanco
- Caja x 50 unid.



MASCARILLA 3 PLIEGUES EMPAQUE INDIVIDUAL

- Tipo IIR
- Material: Tela no tejida
- Empaque individual: Lámina BOPP
- Talla: Estándar
- Color: Blanco/Celeste
- Caja x 50 unid.




Diseño Tipo C anatómico
Con moldura nasal interna



Bandas elásticas
Inferior (sujeción en cuello),
Superior (sujeción en cabeza)

RESPIRADOR QUIRÚRGICO 4 CAPAS BFE>98%

- Material: Tela no tejida
- Talla: Estándar
- Color: Blanco/Verde
- Nro. de Capas: 04
- Filtros: 01 con eficiencia de filtración $\geq 98\%$
- Bandas elásticas: Inferior (sujeción en cuello), Superior (sujeción en cabeza)
- Caja x 20 und. en Empaque de protección (Bolsa PE)
- Caja x 15 und. en Empaque individual de protección (láminas BOPP)



Diseño Tipo C anatómico
Con moldura nasal interna



Bandas elásticas
Inferior (sujeción en cuello),
Superior (sujeción en cabeza)




RESPIRADOR QUIRÚRGICO 5 CAPAS BFE>98%

- Material: Tela no tejida
- Talla: Estándar
- Color: Blanco/Verde
- Nro. de Capas: 05
- Filtros: 01 con eficiencia de filtración $\geq 98\%$
- Bandas elásticas: Inferior (sujeción en cuello), Superior (sujeción en cabeza)
- Caja x 20 und. en Empaque de protección (Bolsa PE)
- Caja x 15 und. en Empaque individual de protección (láminas BOPP)




Diseño Tipo KN95
Con moldura nasal interna




Earloop
Elásticos de sujeción en las orejas
(Blanco)

RESPIRADOR TIPO KN95

- Material: Tela no tejida
- Talla: Estándar
- Color: Blanco
- Nro. de Capas: 05
- Filtros: 02 con eficiencia de filtración $\geq 98\%$
- Earloop: Blanco (sujeción en orejas)
- Caja x 15 unid. en empaque individual



Diseño Tipo Copa
Con moldura nasal externa



Bandas elásticas
Inferior (sujeción en cuello),
Superior (sujeción en cabeza)



RESPIRADOR FS - N95 TIPO COPA

- Material: Polipropileno, fibra acrílica, relleno de Poliuretano y Poliéster
- Talla: Estándar
- Color: Verde
- Nro. de Capas: 06
- Filtros: 2 Filtros Acrílico anti-bacterial/2 Filtros Acrílico anti-fluidos/1 Meltblown/1 Filtro anti-bacterial hipoalergénico
- Bandas elásticas: Inferior (sujeción en cuello), Superior (sujeción en cabeza)
- Caja x 10 unid.



MASCARILLA R&G 3 PLIEGUES CON TIRAS

- Tipo IIR
- Material: Tela no tejida
- Talla: Estándar
- Color: Blanco/Celeste
- Caja x 50 unid.



PROTECTOR FACIAL

- Material: Visor: tereftalato de polietileno neutro (PET neutro) de 0.6 mm de espesor.
- Talla: Estándar
- Color: Transparente
- Unidad.



TOCA TIPO TIRA

- Material: Tela no tejida
- Gramaje (g/m²): 10
- Talla: Estándar
- Color: Blanco/Celeste/Verde
- Caja x 100 unid.



TOCA TIPO CIRCULAR

- Material: Tela no tejida
- Gramaje (g/m²) en color Blanco - 12/25, Celeste - 20
- Talla: Estándar
- Bolsa x 100 unid. en gramaje 12/20
- Bolsa x 50 unid. en gramaje 25/35



TOCA TIPO TIRA DE POLIETILENO

- Material: Polietileno
- Talla: Estándar
- Biodegradable
- Color: Transparente
- Bolsa x 100 unid.



CAPUCHA MEDIA CAMPANA

- Material: Tela no tejida
- Gramaje (g/m²): 12
- Talla: Estándar
- Color: Blanco
- Bolsa x 100 unid.



MAMELUCO IMPERMEABLE CON O SIN ZAPATO

- Material: Tela no tejida laminada
- Gramaje (g/m²): 55
- Talla: S, M, L, XL, XXL
- Color: Blanco
- Caja x 30 unid.



MAMELUCO IMPERMEABLE CON CINTAS

- Material: Tela no tejida laminada
- Gramaje (g/m²): 55
- Talla: S, M, L, XL, XXL
- Color: Blanco
- Caja x 30 unid.



MANDIL DE VISITA

- Material: Tela no tejida
- Gramaje (g/m²): 25
- Talla: S, M, L, XL, XXL
- Color: Blanco
- Caja x 50 unid.



DELANTAL DE PVC TERMOSELLADO

- Material: PVC
- Talla: M, L
- Color: Blanco
- Unidad



PONCHO DE PVC

- Material: PVC
- Peso (g/m²): 624
- Talla: Estándar
- Color: Amarillo
- Unidad



CASACA CON CAPUCHA

- Material: PVC
- Peso (g/m²): M-427/L-453
- Talla: M, L
- Color: Amarillo
- Unidad



PANTALÓN PVC

- Material: PVC
- Peso (g/m²): 456
- Talla: M, L
- Color: Amarillo
- Unidad



PAÑOS DESINFECTANTES ANTIVIRAL + ANTIBACTERIAL

- Composición: Tela no tejida/
Componentes activos: Solución desinfectante amonio cuaternario + Biguanida
- Color: Blanco
- Balde: por 228 paños desinfectantes



GUANTES DE POLIETILENO

- Material: Polietileno
- Talla: M, L
- Color: Transparente
- Biodegradable
- Caja x 100 unid.



MANGAS PROTECTORAS

- Material: Polietileno
- Talla: Estándar
- Biodegradable
- Color: Azul/Blanco/Transparente
- Bolsa x 100 unid.



BOTAS DE POLIETILENO CON LAZO

- Material: Polietileno
- Talla: Estándar
- Biodegradable
- Color: Transparente
- Caja x 100 unid.



MANDIL COBERTOR TIPO PONCHO

- Material: Polietileno
- Talla: L
- Biodegradable
- Color: Azul/Blanco
- Bolsa x 100 unid.



MANDILÓN SIMPLE

- Material: Tela no tejida
- Gramaje (g/m²): 20
- Talla: Estándar
- Color: Celeste
- Caja x 100 unid.



MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL CON PUÑO RIBB

- Material: Tela no tejida SMS
- Gramaje (g/m²): 35 / 40
- Talla: M, L, XL
- Color: Azul/Celeste
- Caja x 50 unid.



MANDIL PARA PACIENTES MANGA CORTA

- Material: Tela no tejida SMS
- Gramaje (g/m²): 35 / 40
- Talla: M, L, XL
- Color: Azul/Celeste
- Caja x 50 unid.



CHAQUETA DE ENFERMERO

- Material: Tela no tejida SMS
- Gramaje (g/m²): 35 / 40
- Talla: M, L, XL
- Color: Azul/Celeste
- Caja x 100 unid.



PANTALÓN DE ENFERMERO

- Material: Tela no tejida SMS
- Gramaje (g/m²): 35 / 40
- Talla: M, L, XL
- Color: Azul/Celeste
- Caja x 100 unid.



MANGAS PROTECTORAS

- Material: Tela no tejida SMS
- Gramaje (g/m²): 35 / 40
- Talla: Estándar
- Color: Azul/Celeste
- Bolsa x 100 unid.



CUBREZAPATOS ANTIDESLIZANTE

- Material: Tela no tejida
- Gramaje (g/m²): 25
- Talla: Estándar
- Color: Celeste
- Bolsa x 100 unid.




CUBREZAPATOS DESCARTABLES

- Material: Tela no tejida
- Gramaje (g/m²): 25
- Talla: Estándar
- Color: Blanco/Celeste
- Bolsa x 100 unid.



BOTA MÉDICA

- Material: Tela no tejida SMS
- Gramaje (g/m²): 35 / 40
- Talla: Estándar
- Color: Azul/Celeste
- Bolsa x 25 pares



SÁBANA CON ELÁSTICO

- Material: Tela no tejida laminada/
Tela no tejida SMS
- Gramaje (g/m²): Blanco
Impermeable - 55 | SMS Azul - 35
- Medida: 0.80 m x 2.00 m
- Color: Azul/Blanco



CAMPO MÉDICO

- Material: Tela no tejida SMS
- Gramaje (g/m²): 35 / 40
- Medidas: A pedido
- Color: Azul/Celeste



GUANTES DE LÁTEX

- Material: Látex de caucho
natural, con/sin polvo,
ambidiestros
- Talla: S, M, L
- Color: Blanco
- Caja x 100 unid.



GUANTES DE NITRILO

- Material: Nitrilo sintético, con/sin
polvo, ambidiestros
- Talla: S, M, L
- Color: Azul/Verde
- Caja x 100 unid.



GUANTES DE NITRILO CHEMISTPRO

- Material: Nitrilo sintético sin polvo,
ambidiestros
- Talla: S, M, L
- Color: Verde
- Caja x 100 unid.



GUANTES DE VINILO

- Material: Vinilo sintético,
con/sin polvo, ambidiestros
- Talla: S, M, L
- Color: Azul/Negro/Transparente
- Caja x 100 unid.



MAPA[®]

PROFESSIONAL



ULTRANITRIL 492

- Material: Nitrilo
- Longitud (cm): 32 / 13 pulg.
- Espesor (mm): 0.38 / 15 mil.
- Talla: 7, 8, 9
- Usos: Protección química



ULTRANITRIL 493

- Material: Nitrilo
- Longitud (cm): 39 / 16 pulg.
- Espesor (mm): 0.55 / 22 mil.
- Talla: 7, 8, 9
- Usos: Protección química



ULTRANITRIL 480

- Material: Nitrilo
- Longitud (cm): 46 / 18 pulg.
- Espesor (mm): 0.55 / 22 mil.
- Talla: 7, 8, 9
- Usos: Protección química



ULTRANITRIL 495

- Material: Nitrilo
- Longitud (cm): 32 / 13 pulg.
- Espesor (mm): 0.38 / 15 mil.
- Talla: 7, 8, 9
- Usos: Manipulación de alimentos



VITAL 177

- Material: Látex
- Longitud (cm): 31 / 12 pulg.
- Espesor (mm): 0.40 / 16 mil.
- Talla: 7, 8, 9
- Usos: Manipulación de alimentos



TEMPCOOK 476

- Material: Nitrilo
- Longitud (cm): 45 / 18 pulg.
- Talla: 9, 10
- Usos: Protección a altas temperaturas (250 °C)



TEMP-ICE 700

- Material: Nitrilo GRIP&PROOF
- Longitud (cm): 24 - 27
- Talla: 8, 9
- Usos: Protección a bajas temperaturas (-10 °C)



TEMP-ICE 770

- Material: PVC
- Longitud (cm): 30 / 12 pulg.
- Talla: 9, 10
- Usos: Protección a bajas temperaturas (-30 °C)



DUO MIX-ALTO 405

- Material: Neopreno y látex
- Longitud (cm): 33 / 13 pulg.
- Espesor (mm): 0.70 / 28 mil.
- Talla: 7, 8, 9
- Usos: Protección química



TECHNIC MIX - ALTO 415

- Material: Neopreno y látex
- Longitud (cm): 32 / 13 pulg.
- Espesor (mm): 0.60 / 24 mil.
- Talla: 7, 8, 9, 10
- Usos: Protección química



TECHNIC-ULTRANE0 450

- Material: Neopreno y látex
- Longitud (cm): 41 / 16 pulg.
- Espesor (mm): 0.75 / 30 mil.
- Talla: 8, 9, 10
- Usos: Protección química



ULTRANE 551

- Material: Espuma de poliuretano
- Longitud (cm): 21 - 27
- Espesor: Peso ligero
- Talla: 7, 8, 9
- Usos: Alta destreza, táctil



ULTRANE 553

- Material: Nitrilo
- Longitud (cm): 21 - 26
- Talla: 7, 8, 9
- Usos: Alta destreza, resistencia grasa



TEMPDEX 710

- Material: Nitrilo granulado
- Longitud (cm): 24 - 28
- Talla: 9
- Usos: Alta destreza y protección térmica



TEMPDEX 720

- Material: Látex
- Longitud (cm): 23 - 28
- Talla: 9
- Usos: Protección anticorte (N.3) y protección al calor (125 °C)



Cat. 2



4343B

ISO 13997:
5.3N (540g)

KRYTECH 557

- Material: Poliuretano
- Longitud (cm): 22 - 27
- Talla: 8, 9
- Usos: Protección anticorte (N.3)



Cat. 2



4342B

ISO 13997:
6N (612g)

KRYTECH 580

- Material: Nitrilo GRIP&PROOF
- Longitud (cm): 23 - 28
- Talla: 8, 9
- Usos: Protección anticorte (N.3)



Cat. 3



3141X



Tipo B



KPT

X1XXXX

HARPÓN 321 / 326

- Material: Látex
- Longitud (cm): 32
- Espesor (mm): 1.35
- Talla: 8, 9
- Usos: Autoclave, pesca
Alta Tª (100 °C) Baja Tª (-2 °C)



Cat. 2



4X43D

ISO 13997:
18.6N (1896g)

KRYTECH 586

- Material: Poliuretano
- Longitud (cm): 24 - 30
- Talla: 8, 9
- Usos: Protección anticorte (N.5)



Cat. 2



3X43D



X2XXXX

ISO 13997:
19.8N (2018g)

KRYTECH 840

- Material: Látex corrugado
- Longitud (cm): 23 - 26
- Talla: 9
- Usos: Protección anticorte (N.5)



Cat. 2



2142X



X2XXXX

ENDURO-TITAN 328

- Material: Látex
- Longitud (cm): 24 - 27
- Talla: 8, 9
- Usos: Mantenimiento
mecánico



Principal empresa peruana, especializada en la fabricación de indumentaria de Seguridad e Higiene para el sector Alimentario y Médico.

PERÚ

- Planta: Urb. Los Carrizales Mz. V
Lte. 11-15 Ventanilla, Callao
Lima - Perú
- Oficina comercial: Calle María
Morelos N°248, San Miguel 15088
Lima - Perú
- Teléfono: (+511) 994 195 491
- Correo: ventas@rygsac.com

BRASIL

- Av. Corifeu de Azevedo Marques
5680, Apto. 101 Bloco C, Butantã,
São Paulo, Brasil
- CEP 0534-002
- Teléfono: (+55 11) 9 7314 7712
- Correo: ventasbra@rossettisac.com

BOLIVIA

- Av. Tiahuanacu 206-A (entre calles
131 y 132 de la Zona Villa Bolívar "D")
El Alto, La Paz - Bolivia
- NIT: 302792027 | R.S. DI-62442/2017
- Teléfono: (+591 2) 282 2901
- Celular: (+591 7) 789 0904
- Correo: ventasbo@rossettisac.com

COLOMBIA

- Avda. Cll. 145 # 85 - 80 Int. 11
Ofi. 343 Bogotá- Colombia
- NIT: 901450124-3
- Teléfono: (+57) 3147242497
- Correo: ventasco@rygsac.com



DM-CER643923



SC-CER643922



www.rygsac.com

