


CARTERA DE SUTURAS ESPECIALES



Suturas dentales



▶ www.sutumed.us




Agujas de sutura diseñadas para mantenerse afiladas

Excelente tamaño de la aguja para igualar la amenaza

Peformance óptimo en cirugía dental.

AGUJA

▶ Fabricada en acero siliconado para un paso suave a través de los tejidos.



HILO

- ▶ Uniforme y homogéneo, evita el deslizamiento del tejido.
- ▶ Alta resistencia a la tracción.
- ▶ Manejo y seguridad excepcionales a la hora de casarse.





Dental suturas



SUTUCRYL (Poliglactina)

Sutura multilamento absorbible

tamaño USP	Imagen de la aguja	tipo de aguja	punta de aguja	Tamaño de la aguja	Longitud
3/0		3/8 círculo de señalización		20 milímetros	20" (50 cm)
		1/2 punto cónico			

PDO II (Polidioxanona)

Sutura monolamento absorbible

tamaño USP	Imagen de la aguja	tipo de aguja	punta de aguja	Tamaño de la aguja	Longitud
3/0		3/8 círculo de señalización		15, 20, 25 milímetros	20" (50 cm)
4/0		1/2 punta cónica			

TRIPA CROMICA

Sutura monolamento absorbible

tamaño USP	Imagen de la aguja	tipo de aguja	punta de aguja	Tamaño de la aguja	Longitud
3/0		3/8 círculo de señalización		20 milímetros	20" (50 cm)
		1/2 punto cónico			

SUTUSILK (Seda trenzada negra)

Sutura multilamento trenzada no absorbible

tamaño USP	Imagen de la aguja	tipo de aguja	punta de aguja	Tamaño de la aguja	Longitud
3/0		3/8 círculo de señalización		15, 20, 25 milímetros	20" (50 cm)
4/0		1/2 punta cónica			

SUTULON (Nylon)

Sutura monolamento no absorbible

tamaño USP	Imagen de la aguja	tipo de aguja	punta de aguja	Tamaño de la aguja	Longitud
3/0		3/8 círculo de señalización		20 milímetros	20" (50 cm)
		1/2 punto cónico			

SUTULENO (Polipropileno)*

Sutura monolamento no absorbible

tamaño USP	Imagen de la aguja	tipo de aguja	punta de aguja	Tamaño de la aguja	Longitud
5/0		3/8 círculo de señalización		15, 20, 25 milímetros	20" (50 cm)
		1/2 punto cónico		15mm	