

Suturas Quirúrgicas



Cuerpo de Aguja

Tipo	Punta	Forma	Modelo
Punta Cortante Reversa A B			
Punta Redonda A B E			
Punta Espatulada C			
Everpoint D			

- A** = Sutura General
 - B** = Sutura Cardiovascular (*)
 - C** = Sutura Oftálmica (*)
 - D** = Microcirugía (*)
 - E** = Sutura Traumatología
- (*)Una aguja o doble aguja

Sutura Absorbible

Tabla de retención de hilos


● PDO II / Polidioxanona	Hasta 180 días
● SutucRYL MONO / Poliglecaprone	Hasta 120 días
● SutucRYL / Poliglactín	Hasta 90 días
● SutucSORB / Ácido Poliglicólico	Hasta 90 días
● Catgut Crómico	Hasta 30 días
● Catgut Simple	Hasta 9 días

Sutura No Absorbible

Tabla de reacción del tejido


● SutucLENE / Polipropileno	Minima
● SutucBOND / Poliéster	Minima
● SutucLON / Nylon	Minima
● SutucSILK / Seda	Minima
● SutucSTEEL / Acero	Medio

Forma de aguja




Más delgado, más fuerte.
Y mejor concordancia entre la aguja y el hilo.

Curvatura de aguja



Etiqueta Primaria

- 1.- Métrica
- 2.- Longitud del hilo
- 3.- Forma de la aguja.
- 4.- Esterilización
- 5.- Fecha de caducidad
- 6.- Lote
- 7.- Absorbible / No Absorbible
- 8.- Material
- 9.- Uso



Sutura Absorbible

Sutura Características

SutuCRYL / POLIGLACTÍN 910

<p>7-0 (0.5 Menq) 30"(75 cm) STBV175-8 15 mm 1/2 Taper Point</p> <p>SutuCRYL POLYGLACTIN 910 Abs. / Surgical Suture Sutura Quirúrgica USP</p> <p>ST8755S</p> <p>STERILE EO</p> <p>SUTUMED</p>	<p>TIPO DE ABSORCIÓN Por hidrólisis</p> <p>COLOR Violeta, Incoloro</p> <p>TAMAÑO USP 8-0 a 2.</p>	<p>ESTRUCTURA Multifilamento Trenzado</p> 
---	--	--

SutuCRYL MONO / POLIGLECAPRONE

<p>7-0 (0.5 Menq) 30"(75 cm) STBV175-8 15 mm 1/2 Taper Point</p> <p>SutuCRYL MONO POLYGLCAPRONE Abs. / Surgical Suture Sutura Quirúrgica USP</p> <p>ST8755S</p> <p>STERILE EO</p> <p>SUTUMED</p>	<p>TIPO DE ABSORCIÓN Por hidrólisis</p> <p>COLOR Violeta, Incoloro</p> <p>TAMAÑO USP 5-0 a 1.</p>	<p>ESTRUCTURA Monofilamento</p> 
--	--	--

CATGUT SIMPLE

<p>7-0 (0.5 Menq) 30"(75 cm) STBV175-8 15 mm 1/2 Taper Point</p> <p>PLAIN GUT CATGUT SIMPLE Abs. / Surgical Suture Sutura Quirúrgica USP</p> <p>ST8755S</p> <p>STERILE EO</p> <p>SUTUMED</p>	<p>TIPO DE ABSORCIÓN Por fagocitosis</p> <p>COLOR Crema, Amarillo claro</p> <p>TAMAÑO USP 6-0 a 3.</p>	<p>ESTRUCTURA Monofilamento</p> 
--	---	--

Sutura Características

PDO II / POLIDIOXANONA

<p>2-0 (3 Menq) 28"(70 cm) STBV175-8 15 mm 1/2 Taper Point</p> <p>PDO II POLYDIOXANONE Abs. / Surgical Suture Sutura Quirúrgica USP</p> <p>ST8755S</p> <p>STERILE EO</p> <p>SUTUMED</p>	<p>TIPO DE ABSORCIÓN Por hidrólisis</p> <p>COLOR Violeta</p> <p>TAMAÑO USP 7-0 a 2.</p>	<p>ESTRUCTURA Monofilamento</p> 
---	--	--

CATGUT CRÓMICO

<p>1-0 (0.5 Menq) 30"(75 cm) STBV175-8 15 mm 1/2 Taper Point</p> <p>CHROMIC GUT CATGUT CRÓMICO Abs. / Surgical Suture Sutura Quirúrgica USP</p> <p>ST8755S</p> <p>STERILE EO</p> <p>SUTUMED</p>	<p>TIPO DE ABSORCIÓN Por fagocitosis</p> <p>COLOR Marrón claro, Marrón oscuro.</p> <p>TAMAÑO USP 7-0 a 2.</p>	<p>ESTRUCTURA Monofilamento</p> 
---	--	--

Sutura No Absorbible

Sutura Características

SutuLON / NYLON MONOFILAMENTO

<p>7-0 (0.5 Menq) 30"(75 cm) STBV175-8 15 mm 1/2 Taper Point</p> <p>SutuLON MONOFILAMENT NYLON NYLON MONOFILAMENTO No Abs. / Surgical Suture Sutura Quirúrgica USP BLACK / NEGRO</p> <p>ST8755S</p> <p>STERILE EO</p> <p>SUTUMED</p>	<p>TIPO DE ABSORCIÓN No Absorbible</p> <p>COLOR Negro</p> <p>TAMAÑO USP 10-0 a 2.</p>	<p>ESTRUCTURA Monofilamento</p> 
--	--	--

SutuSILK / SEDA VIRGEN

<p>7-0 (0.5 Menq) 30"(75 cm) STBV175-8 15 mm 1/2 Taper Point</p> <p>SutuSILK VIRGIN SILK SEDA VIRGEN No Abs. / Surgical Suture Sutura Quirúrgica USP</p> <p>ST8755S</p> <p>STERILE EO</p> <p>SUTUMED</p>	<p>TIPO DE ABSORCIÓN No Absorbible</p> <p>COLOR Azul, Negro</p> <p>TAMAÑO USP 8-0 a 7-0.</p>	<p>ESTRUCTURA Multifilamento Retorcido</p> 
--	---	---

SutuSTEEL / ACERO

<p>5 (0.5 Menq) 18"(45 cm) STBV175-8 Taper</p> <p>SutuSTEEL STEEL ACERO No Abs. / Surgical Suture Sutura Quirúrgica USP</p> <p>ST8755S</p> <p>STERILE EO</p> <p>SUTUMED</p>	<p>TIPO DE ABSORCIÓN No Absorbible</p> <p>COLOR Plata</p> <p>TAMAÑO USP 1 a 5.</p>	<p>ESTRUCTURA Monofilamento y Multifilamento</p> 
---	---	---

Sutura Características


SutuSILK / SEDA NEGRA TRENZADA

<p>7-0 (0.5 Menq) 30"(75 cm) STBV175-8 15 mm 1/2 Taper Point</p> <p>SutuSILK BLACK BRAIDED SILK SEDA NEGRA TRENZADA No Abs. / Surgical Suture Sutura Quirúrgica USP</p> <p>ST8755S</p> <p>STERILE EO</p> <p>SUTUMED</p>	<p>TIPO DE ABSORCIÓN No Absorbible</p> <p>COLOR Negro, Blanco</p> <p>TAMAÑO USP 7-0 a 2.</p>	<p>ESTRUCTURA Multifilamento Trenzado</p> 
---	---	--

SutuLENE / POLIPROPILENO

<p>7-0 (0.5 Menq) 30"(75 cm) STBV175-8 15 mm 1/2 Taper Point</p> <p>SutuLENE POLYPROPYLENE POLIPROPILENO No Abs. / Surgical Suture Sutura Quirúrgica USP</p> <p>ST8755S</p> <p>STERILE EO</p> <p>SUTUMED</p>	<p>TIPO DE ABSORCIÓN No Absorbible</p> <p>COLOR Azul</p> <p>TAMAÑO USP 10-0 a 1.</p>	<p>ESTRUCTURA Monofilamento</p> 
--	---	--

SutuBOND / POLIÉSTER

<p>2-0 (3 Menq) 18"(45 cm) STBV175-8 15 mm 1/2 Taper Point</p> <p>SutuBOND POLYESTER POLIÉSTER No Abs. / Surgical Suture Sutura Quirúrgica USP</p> <p>ST8755S</p> <p>STERILE EO</p> <p>SUTUMED</p>	<p>TIPO DE ABSORCIÓN No Absorbible</p> <p>COLOR Verde, Blanco</p> <p>TAMAÑO USP 6-0 a 5.</p>	<p>ESTRUCTURA Multifilamento Trenzado</p> 
--	---	--