



A legacy of quality in surgery.

Catálogo de Productos



Portafolio
Digital



SUTUMED 

A legacy of quality in surgery.



Índice

SOBRE NOSOTROS	4
Misión	
Visión	7
Sobre nosotros	8
Valores	9
Información Comercial.....	10 - 11
SUTURAS GENERALES	18
Suturas Absorbibles	18
Suturas No absorbibles	116
SUTURAS DE ESPECIALIDAD	217
Suturas Oftálmicas	219
Suturas Cardiovasculares	220
Suturas Microcirugía	221
Ortopédicas	222
Suturas Dentales	223



MISIÓN

Suministrar dispositivos médicos de excelencia para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de forma segura.

VISIÓN

Asegurar una atención médica de calidad accesible para todos en todo el mundo y consolidar nuestra posición global como el proveedor preferido de material quirúrgico para los profesionales médicos.

SOBRE NOSOTROS

Existimos para concebir productos médicos de calidad y eficacia comprobada.

Creemos en la aplicación continua de los avances médicos para el beneficio de la población en general.

Sostenemos que un entorno motivador, donde el personal se inspire para dar lo mejor de sí nos ayuda a ofrecer al mundo una cartera de productos que favorece las necesidades de médicos, enfermeras y pacientes.

Formamos relaciones duraderas que nos permiten crear una red de socios leales.

Nos inspira contribuir al bienestar de la sociedad global. Ser un ciudadano global, responsable, que concibe su aporte para un mundo mejor.



¿QUÉ NOS DEFINE?

Innovación: Apostamos por el desarrollo y diseño de nuevos equipos y dispositivos que optimicen los procedimientos quirúrgicos.

Compromiso con nuestros clientes: El triunfo de nuestros clientes y usuarios es nuestra mayor ganancia.

Responsabilidad: Asumimos el compromiso de aventajar la salud global.

NUESTRO MERCADO

Nuestra Presencia Global



Estamos en

NORTE AMÉRICA

SUD AMERICA

- ▶ Nuestras suturas quirúrgicas se utilizan en más de 40 países.
- ▶ Contamos con más de 70 socios comerciales en todo el mundo.

40 países

EUROPA

AFRICA


ASIA




NUESTRAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN

- ▶ Certificación de la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).
- ▶ Gestión de la calidad: ISO 9001.
- ▶ Gestión de calidad para dispositivos médicos: ISO 13485.
- ▶ Certificado de buenas prácticas de fabricación (BMP).
- ▶ Planta de fabricación clase 100.000.

















AGUJA



■ Curvatura de la Aguja



■ Cuerpo de la Aguja


Tipo	Punta	Forma	Modelo
Punta Cortante A B			 
Punta Redonda A B E			 
Punta Espatulada C			 
Everpoint D			 

- A** = Cirugía General
- B** = Cirugía Cardiovascular (*)
- C** = Cirugía Oftálmica (*)
- D** = Microcirugía (*)
- E** = Cirugía Traumatológica

(*) Aguja simple o doble

Etiqueta primaria

- 1- Métrica USP
- 2- Longitud del hilo
- 3- Forma de la aguja
- 4- Esterilización
- 5- Data Matix
- 6- Lote, fecha de caducidad
- 7- Absorbible / no absorbible
- 8- Material
- 9- Tamaño de la aguja
- 10- Código de aguja
- 11- Código de sutura




■ Calibre de la Hebra

	Ortopédico			Cardiovascular					Oftálmica			
	Ortopédico								Microcirugía			
USP	2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	7-0	8-0	9-0	10-0
Métrica	5	4	3.5	3	2	1.5	1	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2

■ Longitud de la Hebra



































































Pulgadas	Centímetros
6"	15 cm
12"	30 cm
18"	45 cm
20"	50 cm
28"	70 cm
30"	75 cm
35"	90 cm
47"	120 cm
60"	150 cm
141"	360 cm

■ Tamaño de aguja





■ Cuadro Comparativo de Agujas

MARCA		CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA				
SUTUMED		ETHICON®	CURVATURA DE AGUJA	CUERPO DE AGUJA	LONGITUD DE AGUJA	
					10mm	
STRB-2	RB-2	1/2 Círculo redondo		Cuerpo y punta redonda		13mm
STRB-1	RB-1	1/2 Círculo redondo		Cuerpo y punta redonda		15mm
STSH-1	SH-1	1/2 Círculo redondo		Cuerpo y punta redonda		20mm
STSH	SH	1/2 Círculo redondo		Cuerpo y punta redonda		25mm
STMH-1	MH-1	1/2 Círculo redondo		Cuerpo y punta redonda		30mm
STCT-1, MH	CT-1, MH	1/2 Círculo redondo		Cuerpo y punta redonda		35-36mm
STCT	CT	1/2 Círculo redondo		Cuerpo y punta redonda		40mm
STCTX	CTX	1/2 Círculo redondo		Cuerpo y punta redonda		50mm
		1/2 Círculo redondo		Cuerpo redondo punta cortante		10mm
STM-1	M-1	1/2 Círculo redondo		Cuerpo redondo punta cortante		13mm
STPS-4, X -17	PS-4, X -17	1/2 Círculo redondo		Cuerpo redondo punta cortante		15-17mm
STX-20	X-20	1/2 Círculo redondo		Cuerpo redondo punta cortante		20mm
STCP-2	CP-2	1/2 Círculo redondo		Cuerpo redondo punta cortante		25-27mm
STCP-2	CP-2	1/2 Círculo redondo		Cuerpo redondo punta cortante		27-30mm
STCP-35, OS-6	CP-35, OS-6	1/2 Círculo redondo		Cuerpo redondo punta cortante		35-36mm
STOS-8	OS-8	1/2 Círculo redondo		Cuerpo redondo punta cortante		40mm
STCCS	CCS	1/2 Círculo redondo		Cuerpo redondo punta cortante		48-50mm
STBP-1	BP-1	Recta		Recta punta cortante		65mm
STKS	KS	Recta		Recta punta cortante		60mm
STP-1	P-1	3/8 Círculo redondo		Cuerpo y punta cortante		10-11mm
STP-3	P-3	3/8 Círculo redondo		Cuerpo y punta cortante		13mm
STSC-16	SC-16	3/8 Círculo redondo		Cuerpo y punta cortante		15-16mm
STPS-2	PS-2	3/8 Círculo redondo		Cuerpo y punta cortante		19mm
STSC-20, STFS-2	SC-20, FS-2	3/8 Círculo redondo		Cuerpo y punta cortante		19-20mm
STSC-24, STSC-26	SC-24, SC-26	3/8 Círculo redondo		Cuerpo y punta cortante		25mm
STSC-30	SC-30	3/8 Círculo redondo		Cuerpo y punta cortante		30mm
STDS-35	DS-35	3/8 Círculo redondo		Cuerpo y punta cortante		35mm
STSC-40	SC-40	3/8 Círculo redondo		Cuerpo y punta cortante		40mm
STBV-1	BV-1	3/8 Círculo redondo		Cuerpo redondo y punta cortante		10mm
STC-1	C-1	3/8 Círculo redondo		Cuerpo redondo y punta cortante		12mm
STTG140-8	TG140-8	3/8 Círculo redondo		Cuerpo cortante y punta espatulada		6.4mm
STS-29	S-29	3/8 Círculo redondo		Cuerpo cortante y punta espatulada		7mm
STS14	S14	1/4 Círculo redondo		Cuerpo cortante y punta espatulada		8-8.7mm



Suturas
ABSORBIBLES

PRODUCTO	Calibre de la Hebra	Curvatura de la Aguja	Longitud de la Aguja	Longitud de la Hebra	Presentación
----------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

► **Sutura Absorbible**

SutuCRYL = Poliglactín					
SutuCRYL Antibacterial = Poliglactin Antibacterial					
PDO II = Polidioxanona	6/0				
PDO II Antibacterial = Polidioxanona Antibacterial	5/0	1/2 Círculo Cortante			
	4/0	1/2 Círculo Redondo			
SutuCRYL MONO = Poliglecaprone	3/0	3/8 Círculo Cortante	13 a 45 mm	28" / 70 cm	Caja x 12/ 36
SutuCRYL MONO Antibacterial = Poliglecaprone Antibacterial	2/0	3/8 Círculo Cortante			
	0	3/8 Círculo Redondo			
SutuSORB = Ácido Poliglicólico	1	Recta			
SutuSORB Antibacterial = Acido Poliglicólico Antibacterial	2				

CHROMIC GUT	6/0				
	5/0	1/2 Círculo cortante			
	4/0	1/2 Círculo redondo			
	3/0	3/8 Círculo cortante	13 a 45 mm	28" / 70 cm	Caja x 12/ 36
PLAIN GUT	2/0	3/8 Círculo redondo			
	0	Recta			
	1				
	2				

Calibres recomendados

1 Piel	AP 6-0 a 0
	SV 6-0 a 2-0
	NM 6-0 a 2-0

2 Ligar vaso sanguíneo	AP 4-0 a 0	PP 6-0 a 0
	CC 3-0 a 0	PL 6-0 a 0
	SV 6-0 a 2-0	

3 Suturar vaso sanguíneo	SV 7-0 a 2-0
	PP 8-0 a 2-0
	PL 8-0 a 2-0

4 Articulación	AP 4-0 a 1	PL 4-0 a 0
	CC 4-0 a 1	
	SV 3-0	

5 Torax	AP 3-0 a 1	PL 3-0 a 0
	CC 3-0 a 0	
	SV 3-0 a 0	

6 Higado	AP 2-0 a 0
	CC 2-0 a 2
	SV 2-0 a 0

7 Estómago	AP 5-0 a 2-0	PL 4-0 a 2-0
	CC 5-0 a 2-0	
	SV 4-0 a 2-0	

8 Páncreas	AP 4-0 a 3-0
	SV 3-0

9 Vías biliares	AP 3-0 a 0	PL 4-0 a 0
	CC 6-0 a 2-0	
	SV 6-0 a 2-0	

10 Riñón	AP 4-0
	CS 4-0
	CC 4-0

11 Peritoneo	AP 5-0 a 2-0	PL 3-0 a 2-0
	CC 3-0 a 2-0	
	SV 4-0 a 1	


12 Intestino	AP 5-0 a 2-0
	CC 5-0 a 2-0
	SV 5-0 a 2-0

13 Bronquios	AP 0 a 1	PL 3-0 a 0
	CC 0 a 1	
	SV 3-0 a 0	

14 Apéndice	AP 5-0 a 0	PL 5-0 a 0
	CC 5-0 a 0	
	SV 3-0 a 1	

15 Útero	AP 4-0 a 1
	CC 4-0 a 3-0

16 Hernia	AP 3-0 a 1	PP 3-0 a 0
	CC 3-0 a 1	PL 3-0 a 0
	ST 3-0 a 0	



AP 4-0	17 Uretra
SV 4-0	

AP 4-0 a 1	18 Recto
SV 4-0 a 1	

AP 3-0 a 0	SV 3-0 a 0	19 Músculo
CC 3-0 a 0	PL 3-0 a 0	
CS 3-0 a 0		

SV 8-0 a 4-0	20 Nervios
NM 9-0 a 4-0	
PL 6-0 a 5-0	

AP 4-0 a 1	21 Fractura de huesos
AC 3-0 a 2	
PL 3-0 a 0	

AP 5-0 a 2-0	PL 5-0 a 3-0	22 Tendón
NM 5-0 a 3-0		
SV 6-0 a 2-0		

PL 5-0	23 Desprendimiento de retina
SV 4-0	

PL 4-0	24 Cráneo
--------	--------------

AP 8-0 a 7-0	25 Córnea, cataratas
ST 8-0 a 6-0	
NM 10-0 a 2-0	

AP 6-0 a 5-0	26 Músculo ocular
SV 5-0	

AP 5-0 a 2-0	27 Labio leporino
NM 3-0 a 2-0	

AP 5-0 a 3-0	SV 4-0 a 3-0	28 Mucosa de las encías
CS 5-0 a 3-0	PL 5-0 a 3-0	
NM 5-0 a 3-0		

AP 5-0	29 Mucosa labial
CS 5-0	
NM 5-0	

AP 3-0 a 0	30 Amígdalas
CS 6-0 a 0	

AP 5-0 a 2-0	31 Paladar endido
SV 3-0 a 2-0	
SV 3-0	

AP 6-0 a 0	PL 2-0 a 0	32 Tiroides
CC 6-0 a 2-0		
SV 6-0 a 2-0		

Suturas	
AP SutuSORB Ácido Poliglicólico	CS Catgut Simple
AG SutuCRYL Poliglactin	CC Catgut Crómico

Suturas No Absorbibles			
ST SutuSILK Seda negra trenzada	ST SutuLON Nylon Monofilamento	AC SutuSTEEL Nylon Monofilamento	
PP SutuLENE Polipropileno	PL SutuBOND Poliéster	SV SutuSILK Seda Virgen	

SUTUCRYL / Poliglactín

- Este material satisface la necesidad de una sutura sintética más suave y absorbible. Además, pasa a través del tejido fácilmente con un mínimo arrastre.

Las suturas de poliglactina facilitan su fácil manejo, debido al hecho de que tienen un amarre suave y una seguridad de nudo sin igual. Además, la sutura está compuesta por copolímero de lactida y glucósido (poliglactina 910), recubiertos en partes iguales con poliglactina 370 y estearato de calcio.

Después de dos semanas después de la implantación, queda aproximadamente el 79% de la resistencia a la tracción de la sutura de poliglactina. Aproximadamente el 58% de la resistencia a la tracción se retiene después de tres semanas para tamaños 6-0 y mayores. A las tres semanas, el 57% de la resistencia a la tracción se retiene para los tamaños 7-0 y menores. Después de cuatro semanas, el 25% de la resistencia original se retiene para los tamaños 6-0 y mayores. Sin embargo, toda la resistencia a la tracción original se pierde en la semana cinco después de la implantación.

La poliglactina tiene una absorción mínima por hidrólisis de hasta 40 días y esencialmente completa entre 56 y 70 días. Los ácidos de lactida y glucósido se eliminan fácilmente del cuerpo, principalmente a través de la orina. Al igual que con las suturas no recubiertas, las suturas de poliglactina provocan solo una reacción leve del tejido durante la absorción. Sin embargo, no se ha establecido su seguridad y efectividad en el tejido neural y cardiovascular. Además, las suturas transcutáneas o conjuntivas que permanecen en su lugar durante más de siete días pueden causar irritación localizada y deben retirarse como se indica. Además, las suturas de poliglactina están disponibles como hebras trenzadas teñidas de violeta y hebras naturales no teñidas en una variedad de longitudes con o sin agujas.

Características de la Sutura

TIPO DE ABSORCIÓN:

Por hidrólisis

COLOR:

Violeta, incoloro

MEDIDA USP

8-0 a 2

ESTRUCTURA:

Trenzado
multifilamento



SUTUCRYL / Poliglactín

General

- ▶ Sutura absorbible (poliglactina 910).
- ▶ Filamento trenzado multifilamento.
- ▶ Copolímero de lactida y glucósido (poliglactina 910), recubiertos en partes iguales con poliglactina 370 y estearato de calcio.
- ▶ Absorción mínima por hidrólisis hasta 40 días y esencialmente completa entre 56 y 70 días.


Otras Características

- ▶ Color: violeta.
- ▶ Medida de hebra: de 10/0 a 2 USP.
- ▶ Esterilización con óxido de etileno.
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.

Procedimientos Recomendados

- ▶ Sutura de tejidos blandos.
- ▶ Cirugía General.
- ▶ Oftálmico

Retención de Resistencia a la Tracción



SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda, reverso cortante ▾

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCP-1	36 mm	1/2 Círculo		Violeta	54" (137cm)		STJ531HL				
SCP-1	36 mm	1/2 Círculo		Violeta	54" (137cm)			STJ532HL			
SFSL	CT, 30mm, 40mm, 3/8 mm	1/2 Círculo		Incoloro	54" (137 cm)			STJ940HL			


























Punta redonda Ⓞ



















Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SBV100-3	3.8 mm	3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	5" (13 cm)	STD7498S					
SBV130-4	5 mm	3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	5" (13 cm)			STJ405GS			
SBV130-4	5 mm	3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STD5529S			
SBV130-5	6.5 mm	3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	5" (13 cm)			STJ401GS			
STF-4	7.3 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STD7850S		
STF-4	7.3 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STD9314L	
SBV-1	9.3 mm	3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STD8878L		
SBV-1	9.3 mm	3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STD8767L		
SBV-1	9.3 mm	3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STD7770L	
SRB-3	11 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STD9841L	
SRB-3	11 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STD8192L	
STF	13 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	24" (60 cm)					STD8435L	
STF	13 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STD5890L	
STF	13 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STD9943S
STF	13 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STJ433HL

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda 




















Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ743DS			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STD7831L			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STD7212S			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ434HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)	STJ212HL					
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STJ303HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STD7398S				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STJ213HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STJ304HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ714DS			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ214HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ713DS		
STF-4	8 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STD7649L				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STJ783GS			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ773DS			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STJ315HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STD7605S			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ415HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	24" (60cm)				STD10128S		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ784GS		
SEN-S	19 mm		SKI	Trenzado	Violeta	48" (120 cm)			STD7796L			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)			STD6678L			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)			STD7032L			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)			STD6677L			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ771DS			

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STJ310HL			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ218HL			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ772DS		
SST-1	45 mm		Recta	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)			STD8349L			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STJ337HL			
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STD6284L			
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)			STD9784L			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ738DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STJ344HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ338HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ838DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STJ944HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ258HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ739DS	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STD6179S		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ332HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STD6422S		

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE


















Punta redonda 

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ232HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ726DS	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ774DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ316HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ864DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)				STD9315L		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ416HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ775DS	
SST-4	19 mm		Recta	Trenzado	Violeta	48" (120 cm)				STD7833S		
SEN-5	19 mm		SKI	Trenzado	Violeta	48" (120 cm)				STD7795L		
SEN-5	19 mm		SKI	Trenzado	Violeta	48" (120 cm)					STD7856S	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STD6376L		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STJ527HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	48" (120 cm)					STD9715M	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STD7973L		
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STD7102L		
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STD9142S	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)					STD8222L	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ311HL		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ219HL		

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE



















Punta redonda 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ322HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STJ356HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STJ956HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ751DS	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)					STJ357HL	
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ327HL		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STD5971S		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ215HL		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ305HL		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)					STD9916L	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STJ980HL		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)					STJ369HL	
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STD5893L		
SIN AGUJA	31 mm		S/A	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STD7568L		
SMF	31 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STD6863L		
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ700DS	
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ789DS	

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE
















Punta redonda 

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SPT-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STD8594S	
SST-4	19 mm		Recta	Trenzado	Violeta	48" (120 cm)					STD9921S	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)					STD8193L	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)					STD7510L	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STJ333HL	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STD8144S	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STJ269HL	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	24" (60cm)					STD8691S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	48" (120 cm)					STD9695M	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STJ317HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STD8876S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STD7585S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	48" (120 cm)					STD9915L	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STJ417HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STJ785GS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)					STJ345HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STJ339HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STJ42GS	

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE



















Punta redonda 

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ839DS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)					STJ945HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	48" (120 cm)					STD9914L	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STJ259HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJJ31GS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJ430TM
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJ375HL
SXLH	70 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJ581GS
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	30" (75 cm)						STD7055L
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STD8923L
SIN AGUJA	31 mm		S/A	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STD6428L
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJ602HL
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJ351HL
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STJ957HL
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STJ275HL

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE



Punta redonda 

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJ323HL
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJ306HL
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STD9797S
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STD8739L
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJ328HL
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STD6226S
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STD8603L
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJ363HL
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STJ723DS
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STJ979HL
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STJ764DS
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)						STJ370HL
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STD6432L
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STD7029L
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STDC512L
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STJ701DS
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STD6043S












SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda ☉

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SMO-5	31 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STJ801DS
SMO-5	31 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJ81GS
SEN-5	19 mm		SKI	Trenzado	Violeta	48" (120 cm)						STD7857S

Punta redonda ☉

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ841DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ40GS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STJ947HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ261HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ741DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)					STD9683M	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	84" (213cm)						STD10111S
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ353HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	60" (150 cm)				STD7613S		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STJ959HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ281HL		

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE












Punta redonda ◉














Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
SCT-1	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)	STJ738DS					
SCT-1	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)	STJ338HL	STJ339HL	STJ340HL	STJ341HL	STJ342HL	
SCT-1	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)	STJ344HL					
SCT-1	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda 








Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ753DS		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STJ977HL		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ765DS		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STD7800S	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STD9684M	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)					STD9762M	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	88" (224 cm)				STD6266S		
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)				STD5792S		
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STJ649GS	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STJ849GS	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)					STJ880TM	

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
STP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)						STD9526S
STP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	60" (150 cm)						STD9992S
STP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	84" (213 cm)						STD7105S
STP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STD8664S
SUR-6	26 mm 	5/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STDC303S	
SUR-6	26 mm 	5/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STD9705M	
SCT-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STDC321S	
SCT-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STD8740S	
SMO-5	31 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STJ80GS	
SMO-4	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ702DS	
SMO-4	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STD9686M	
SMO-4	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	30" (75 cm)						STD8768S
SCT-1	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STD9147S



SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta cortante 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	8-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SV130-5	5.8 mm	1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	9" (23 cm)	STJ409GS					
SV-34	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)			STJ516HL			
SV-34	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)			STJ916HL			
SV-34	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STJ517HL		
SV-34	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STJ917HL		
SV-34	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)					STJ518HL	
SV-34	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)						STJ519HL
SV-7	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STDC379S			




























Punta cortante 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3
SV130-4	4.2 mm 	1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	9" (23 cm)	STJ408GS					
SV-37	40 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	30" (75 cm)						STD9156S

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE












Espatulada Reverso cortante 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0
STG160-6	5.5 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (30 cm)		STJ975GS				
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	8" (20cm)		STJ547GS				
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (30 cm)		STJ599GS				
STG160-8	5.5 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STD8327S				
STG140-6	6.5 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (30 cm)		STJ974GS				
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (30 cm)		STJ548GS				
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ546GS			
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (30 cm)			STJ566GS			
STG160-8	5.5 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	8" (20cm)		STJ574GS				
STG160-8	5.5 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ576GS			
STG160-8	5.5 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (30 cm)			STJ575GS			
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (30 cm)			STD9358S			
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	8" (20cm)				STJ590GS		
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	8" (20cm)				STJ578GS		
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ570GS		
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (30 cm)				STJ552GS		
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ670GS		
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	8" (20cm)					STJ591GS	
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ571GS	
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	8" (20cm)					STJ579GS	
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (30 cm)					STJ553GS	
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ671GS	
STG100-8	6.5 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ544GS		
SS-24	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STD5264S		
SS-22	8 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STDC548L		
SOPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STD6810L	
SS-2	8 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STD5165S

Espatulada cortante convencional 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0
SS-29	7.6 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	8" (20cm)				STD8501S		
SS-29	7.6 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ555GS		
SS-29	7.6 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (30 cm)				STJ556GS		
SS-28	7.6 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ562GS		















Reverso cortante 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SVAS100-4	5 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (30 cm)	STD7329S					
SVAS100-4	5 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	5" (13 cm)		STD8760L				
SC-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ385HL			
SC-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ386HL		
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ391HL			
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ421HL			
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ397HL		
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ392HL		
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ422HL		
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STJ398HL	
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ393HL	
SSC-1	13 mm		Recta	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STDC340S			
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ451HL		
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ441HL		
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STJ452HL	
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STD5917L		
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)					STJ471HL	
SJ-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ455HL		
SSC-1	13 mm		Recta	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STD4985L		

















SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Reverso cortante ▾

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SKS	60 mm	Recta	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ662HL		
											
SKS	60 mm	Recta	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STJ523HL	
											
SFS	26 mm	3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ787DS	
											
SX-1	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ790DS	
											
SX-1	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STJ460HL	
											
SX-1	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STD8968S	
											
SX-1	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STJ458HL	
											
SX-1	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STD8952S
											
SX-1	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STJ461HL
											
SX-1	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STJ459HL
											
SCP-2	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ761DS	
											
SCP-2	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STJ868HL	
											
SCP-2	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STJ762DS
											
SCP-2	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STJ869HL
											

















Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ870HL			
SPSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)	STJ502HL					
SPSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STJ596HL				
SPSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STJ610HL			
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)	STJ588HL					
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STJ586HL				
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STJ589HL				
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STJ587HL			
SKS	60 mm		Recta	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)	STJ663HL					
SKS	60 mm		Recta	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STD7294L				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)	STJ423HL					
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)	STJ442HL					
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STJ453HL				
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STJ443HL				
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STD8615S				
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)		STJ472HL				
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STJ466HL				
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STJ266HL				
















Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STD6375S			
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)			STJ473HL			
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STJ467HL			
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ267HL			
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STJ716TM				
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ717TM			
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ756TM			
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ698HL			
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STJ710TM				
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ750TM				
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STJ533HL				
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ711TM			
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ534HL			
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ748TM				
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STJ693HL				




























SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE













Reverso cortante ▽

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ707TM			
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STD8543S			
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ749TM			
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ694HL			
SOS-2	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STD6092L				
SOS-2	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STD8390L				
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)			STJ485HL			
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STJ479HL			
SCPX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ568HL			
SCPX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)			STD6819S			
SCPX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ569HL			
SCPX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STD9710M	
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ754TM			
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STJ535HL			
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STD8606S
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ718TM			

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ757TM		
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ699HL		
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ719TM	
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STD9713M	
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STJ486HL		
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ480HL		
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ196HL		
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STJ195HL	
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	60" (150 cm)						STD7650S
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STJ474HL		
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJ468HL		
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ268HL		
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ871HL		
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ695HL		
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ708TM		

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SP-1	11 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)	STJ488GS					
SP-1	11 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STD8097S				
SP-1	11 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ489GS				
SP-1	11 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ490GS			
SG-6	8 mm		1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STJ551GS				
SPS-3	16 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ499GS				
SPS-3	16 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ500GS			
SPS-3	16 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ500HL			
SPS-6	10 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ510GS				
SPS-6	10 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ511GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ492HL				
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ492GS				
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ463GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ493HL			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ493GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ464GS		
SPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ593GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ495HL			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ495GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ426HL		
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ506GS			
SPS-4C	16 mm		Curva Compuesta	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STD7984S			
SPS-4C	16 mm		Curva Compuesta	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ656GS		
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ503GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STD10052L		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJ935HL		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ682HL		
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ507GS		
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STD6242L

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STD6098L
SPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ594GS		
SPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STD7351S	
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ682GS		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STJ936HL	
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ683GS	
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ683HL	
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STD7998L
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ496HL		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ496GS		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STJ427HL	
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ497GS	
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ497HL	
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STJ428HL
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ494GS		
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ494HL	
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STDC479L
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STD9239L	
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ504GS	
SPS-4C	16 mm		Curva Compuesta	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STJ657GS

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ833GS			
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ834GS		
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ835GS	
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ843GS			
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ844GS		
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ845GS	
SPC-12	16 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ813GS		
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ822GS		
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ823HL	
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ823GS	
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ824GS
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STD7246S

Sin aguja

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)	STD7213S					

Sin aguja

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)	STJ633HL					
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)	STJ103TM					
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)	STJ103GS					
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)	STJ643HL					
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)	STJ109TM					
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	30" (75 cm)		STD7565S				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STJ634HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)		STJ614HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STD7820S				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	144" (365 cm)		STD9585S				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STJ104TM				

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STJ904TM				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STJ104GS				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	30" (75 cm)		STD7490S				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ644HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)		STJ606HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	30" (75 cm)		STD7934S				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STD7818S				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ110TM				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STJ910TM				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	30" (75 cm)			STD7566S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STD6586S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ635HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)			STJ615HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ905TM			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	30" (75 cm)			STD376S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ105GS			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	24" (60cm)			STD8001S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STJ105TM			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)			STJ607HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	24" (60cm)			STD6346S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	30" (75 cm)			STD7916S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)			STD8976S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ645HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	24" (60cm)			STD7823S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STD8114S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ111TM			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STJ911TM			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ636HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ106GS		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STD8017S		

Sin aguja

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ106TM		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)				STJ616HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STD8321S		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	24" (60cm)				STD8003S		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STJ906GS		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ646HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STD8156S		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	30" (75 cm)				STD8530S		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ112TM		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)				STJ608HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STD8116S		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJ912GS		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STD8115S	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ913GS	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STJ907GS	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STJ113TM	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	30" (75 cm)					STD9077S	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)					STJ617HL	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)						STJ618HL

Carrete

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137cm)	STJ283GS					
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137cm)		STJ204GS				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137cm)		STJ284GS				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137cm)			STJ205GS			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137cm)			STJ285GS			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	144" (365 cm)			STJ885GS			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137cm)				STJ206GS		

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Carrete

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (1370mm)				STJ286GS		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (1370mm)					STJ207GS	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (1370mm)					STJ287GS	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (1370mm)						STJ208GS

Cortante convencional
















Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
SCCS-1	60 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (700mm)						STJ808TM

Punta espatulada

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SRD-1	8 mm	1/4 Círculo	Trenzado	Violeta	12" (300mm)	STJ446GS					

Punta roma



Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SSHB	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (700mm)		STD9003L				
SSHB	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (450mm)		STJB864S				
SCTB-1	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (900mm)		STJB944L				
SCTB-1	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (450mm)			STJB839S			
SCTB-1	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (450mm)			STJB59WL			
SCTB-1	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (900mm)			STJB945L			
SCTB-1	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (700mm)			STJB259L			

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJB340L		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJB840S		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STJB946L		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STJB260L		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STJB341L		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJB841S		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STJB947L		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STD9011S		
SCTB-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STD7672L		
SCTB-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STD9754M		
SCTXB	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJB724S		
SCTXB	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STJB978L		
SCTXB	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STJB725S		
SCTXB	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STJB977L		






SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta roma ●

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCTXB	48 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STD9241S
SCTB	40 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STD8582S		

Punta roma ●

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
SBP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STD6445S		
SBP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STD6160S		
SBP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)					STD8659S	
SBP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STD5961S	
SBP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)					STD9839S	

SUTUCRYL ANTIBACTERIAL/

Poliglactín Antibacterial

- ▶ Esta sutura quirúrgica absorbible, estéril y sintética es un copolímero hecho de 90% de glucósido y 10% de L-lactida. Además, la sutura está compuesta por copolímero de lactida y glucósido (poliglactina 910), recubiertos en partes iguales con poliglactina 370 y estearato de calcio. Además, esta sutura antibacteriana de poliglactina contiene el agente antibacteriano triclosán, que ofrece protección contra la colonización bacteriana de la sutura.

Además, los estudios en vivo han demostrado que las suturas de poliglactina antibacterianas tienen una zona de inhibición que es efectiva contra los patógenos que con mayor frecuencia causan infección del sitio quirúrgico (ISQ); tales como: Staphylococcus Aurous, Staphylococcus Aurous resistente a la meticilina (MRSA), Staphylococcus Epidermis y Staphylococcus Epidermis resistente a la meticilina (MRSE). Del mismo modo, las pruebas en vivo realizadas por cirujanos han demostrado la misma excelencia en rendimiento y manejo.

La sutura de poliglactina está diseñada para usarse en aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos que requieren soporte medio, excepto para tejidos oftálmicos, cardiovasculares y neurológicos. Los usos frecuentes incluyen cierre general, cirugía intestinal, ortopédica y plástica. Además, las suturas antibacterianas de poliglactina retienen aproximadamente el 79% de la resistencia a la tracción original después de dos semanas después de la implantación. A las tres semanas, se retiene aproximadamente el 57% de la resistencia original. Después de cuatro semanas, se retiene aproximadamente el 33% de la resistencia original. Finalmente, toda la resistencia a la tracción original se pierde cinco semanas después de la implantación. Además, la absorción de la sutura de poliglactina antibacteriana es mínima de 40 días y esencialmente completa entre 56 y 70 días, completado entre 56 y 70 días.

Características de la Sutura

TIPO DE ABSORCIÓN:

Por hidrólisis

COLOR:

Violeta, incoloro

MEDIDA USP

8-0 a 2

ESTRUCTURA:

Trenzado multifilamento



SUTUCRYL / Poliglactín

General

- ▶ Sutura absorbible (poliglactina 910).
- ▶ Filamento trenzado multifilamento.
- ▶ Copolímero de lactida y glucósido (poliglactina 910), recubiertos en partes iguales con poliglactina 370 y estearato de calcio.
- ▶ Absorción mínima por hidrólisis hasta 40 días y esencialmente completa entre 56 y 70 días.


Otras Características

- ▶ Color: violeta.
- ▶ Medida de hebra: de 8/0 a 5 USP.
- ▶ Esterilización con óxido de etileno.
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.

Procedimientos Recomendados

- ▶ Suturas a corto plazo, piel y membranas mucosas.
- ▶ Piel.
- ▶ Fimosis.
- ▶ Ligaduras
- ▶ Otras consideraciones del cirujano.

Retención de Resistencia a la Tracción






















SUTU CRYL Antibacterial (Poliglactín 910)




















SUTURA ABSORBIBLE

















Punta redonda, reverso cortante

















Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)				STVCP931HL		
SFSL	CT, 30mm, 40mm, 3/8mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)				STVCP940HL		

Punta redonda 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Azul	18" (45 cm)	STD10144L					
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)	STVCP433HL					
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP434HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)	STVCP303HL					
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)	STVCP213HL					
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STVCP304HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP714DS				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP214HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STVCP713DS				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STVCP305HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STD9973S				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP215HL				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STVCP315HL				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STVCP773DS				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP415HL				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STVCP784DS				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STVCP784ZS				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STVCP774DS				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STVCP316HL				

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCP864DS			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP416HL			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STVCP771DS				
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STVCP310HL				
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP218HL				
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STVCP772DS			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STVCP311HL			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP219HL			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STVCP743DS			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STD10082S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STVCP738DS			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)			STVCP344HL			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCP838DS			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STVCP338HL			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)			STVCP944HL			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP258HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)			STVCP527HL			
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)			STVCP356HL			

















Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)			STVCP956HL			
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP751DS		
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STVCP322HL			
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STVCP327HL			
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STD9909S			
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STVCP332HL			
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP232HL			
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP726DS		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)			STVCP980HL			
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP700DS		
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP789DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP775DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STVCP785DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STVCP317HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STD9911S		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP417HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP739DS		

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STVCP345HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STVCP339HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP42DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STVCP839DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STVCP945HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP259HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STVCP31DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP260HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STVCP346HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STVCP357HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STVCP351HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STVCP957HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP275HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP280HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STVCP358HL		

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

















Punta redonda ☉
















Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STVCP369HL		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STVCP363HL		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STVCP723DS		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STVCP979HL		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP764DS		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	42" (107 cm)				STD10035L		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STVCP370HL		
SEN-5	19 mm		SKI	Trenzado	Violeta	48" (120 cm)				STD10042S		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STD9908S		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STVCP333HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STD9910S		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP269HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP270HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP727DS		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STD9907S		
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STVCP602HL		

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda ☉

















Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP603HL	
SXLH	70 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP581GS	
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP323HL	
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP375HL	
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP376HL	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP306HL	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STD10081S	
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP328HL	
SMO-5	31 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP81DS	
SMO-5	31 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STVCP801DS	
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP71DS	
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STVCP701DS	
SUR-4	40 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STD9922M	
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP436HL	
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STVCP702DS	
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP437HL	

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP329HL
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP364HL
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STVCP724DS
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STVCP978HL
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STVCP765DS
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)						STVCP371HL
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP365HL
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STVCP977HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP334HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP335HL
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP352HL
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STVCP958HL
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STVCP752DS
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STVCP753DS

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda ☉

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)						STVCP359HL
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP353HL
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STVCP959HL
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP281HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP41DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP340HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STVCP840DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STVCP946HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STVCP740DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STVCP741DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)						STVCP347HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP341HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP40DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)						STVCP947HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STVCP841DS

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda ◉

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCT-1	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP261HL
SEN-5	19 mm	SKI	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)					STD10046S	
SSH	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STVCP418HL	
SMO-5	31 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP80DS
SXLH	70 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP583GS



Punta redonda ◉

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
STP-1	65 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP849GS
STP-1	65 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)						STVCP880TM
SXXLH	95 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)						STD10006M





SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE









Punta cortante 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)			STVCP916HL			
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)			STVCP917HL			

Punta cortante 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)		STVCP516HL				
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)		STVCP517HL				
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)			STVCP518HL			
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STVCP519HL		



















Reverso cortante 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)	STVCP391HL					
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)	STVCP421HL					
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STVCP397HL				
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STVCP451HL				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STVCP392HL				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP422HL				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)		STVCP398HL				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STVCP393HL				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP423HL				

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE


















Reverso cortante ▽

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SKS	60 mm 	Recta	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP662HL				
SKS	60 mm 	Recta	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP663HL			
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP441HL				
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STVCP452HL			
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP442HL			
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STVCP453HL		
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP443HL		
SX-1	22 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STVCP790DS			
SX-1	22 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)			STVCP460HL			
SX-1	22 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP458HL			
SX-1	22 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP459HL		
SFS	26 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STVCP787DS			
SFS	26 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STVCP787ZS			
SCP-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCP761DS			
SCP-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP868HL			
SCP-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STVCP762DS		
SCP-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP869HL		
SCP-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STVCP870HL	

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE


















Reverso cortante ▽

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SPSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP502HL			
SPSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP596HL		
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP588HL			
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP589HL		
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP587HL	
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP265HL			
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)				STVCP472HL		
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STVCP466HL		
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP266HL		
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP467HL	
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP710TM		
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STVCP750TM		
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP533HL		
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STVCP711TM	
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STVCP754TM	
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STVCP534HL	

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Reverso cortante ▽

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP706TM		
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STVCP748TM		
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STVCP694HL	
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STVCP749TM	
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP716TM		
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STVCP717TM	
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STVCP756TM	
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STVCP698HL	
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCP478HL	
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STVCP197HL	
SCPX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STVCP568HL	
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STVCP267HL	
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)						STVCP474HL
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP468HL
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP268HL
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STVCP708TM

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Reverso cortante ▾

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SOS-4	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP695HL
SOS-8	40 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STVCP718TM
SOS-8	40 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STVCP757TM
SOS-8	40 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP699HL


Reverso cortante ▾

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SOS-8	40 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STVCP719TM
SCP	40 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	36" (90 cm)						STVCP486HL
SCP	40 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)						STVCP480HL
SCP	40 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP196HL
SCP	40 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP195HL
SOS-6	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)						STD10054M
SOS-6	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP535HL
SCPX	48 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STVCP569HL
SCPX	48 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)						STD9957L


























SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Reverso cortante ▾

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)					STVCP871HL	







Reverso cortante ▾

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STVCP463GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP493GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP493HL			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STVCP464GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP494GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP494HL			
SPS-3	16 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP500GS			
SPS-3	16 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP500HL			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP495HL			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP495GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP426HL			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP496GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP496HL			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP427HL			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP497HL			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP497GS			
SPS-6	10 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP511GS			
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP506GS			
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP507GS			
SPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP593GS			
SPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP594GS			
SP-1	11 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP490GS			
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP503GS			
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP504GS			
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCP935HL			

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Reverso cortante ▽

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCP682GS		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCP682HL		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCP936HL		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCP683HL		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCP683GS		
SPS-4C	16 mm	Curva Compuesta	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCP656GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)				STVCP428HL	

Cortante convencional ▲

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP822GS			
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP823HL			
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP823GS			
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCP824GS		
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP844GS			
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP845GS			
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP834GS			
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP835GS			

Sin aguja

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)	STVCP109GS					
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)	STVCP103GS					
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STVCP634TM				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STVCP104GS				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCP110GS				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)			STVCP615HL			

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Sin aguja

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STVCP635TM			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STD9906S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STVCP105GS			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCP645TM			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)			STVCP607HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCP111GS			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP636TM		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)				STD9905S		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)				STVCP616HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)				STVCP608HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STVCP646TM		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)				STVCP112GS		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCP106GS		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STVCP107GS	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)					STVCP617HL	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)						STVCP618HL

















Carrete

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)	STVCP284GS					
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)		STVCP205GS				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)		STVCP285GS				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	144" (365 cm)		STVCP885GS				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)			STVCP286GS			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)				STVCP207GS		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Incoloro	54" (137 cm)				STVCP287GS		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Violeta	54" (137 cm)					STVCP208GS	

SUTU CRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE





Punta roma ●

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SSHB	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)		STVCPB774DS				
SSHB	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)		STVCPB864DS				
SSHB	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)		STVCPB416HL				
SSHB	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCPB417HL			
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)		STVCPB944HL				
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STVCPB739DS			
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)			STVCPB839DS			
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)			STVCPB945HL			
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCPB259HL			
SCTB-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)			STVCPB726DS			
SCTB-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	27" (70 cm)			STVCPB269HL			
SCTB	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STD10083S		
SCTB	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)				STVCPB958HL		
SCTB	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)					STD10084S	
SCTB-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)				STVCPB727DS		

SUTUCRYL (Poliglactín 910)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta roma ●

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCTXB	48 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	18" (45 cm)					STVCPB725DS	
SCTXB	48 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Incoloro	36" (90 cm)					STVCPB977HL	
SCTXB	48 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	18" (45 cm)						STD10045M
STPB-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Violeta	27" (70 cm)					STVCPB650GS	

PDO II / Polidioxanona

- El compuesto del monofilamento del poliéster, poli (p-dioxanona), representa un avance significativo en las opciones de sutura. Combina las características de la construcción suave, flexible y monofilamento con la capacidad de absorción, que proporciona soporte extendido de la herida por hasta seis semanas. Además, solo provoca una leve reacción tisular, porque este material es muy adecuado para muchos tipos de aproximaciones de tejidos blandos; incluyendo: cirugías pediátricas cardiovasculares, ortopédicas, ginecológicas, oftálmicas, plásticas, digestivas y colónicas.

Al igual que otras suturas absorbibles sintéticas, las suturas de polidioxanona se absorben por hidrólisis. Aproximadamente el 90% de la resistencia a la tracción permanece después de dos semanas después de la implantación, el 90% a las cuatro semanas y el 62% después de seis semanas. La absorción es mínima hasta aproximadamente el día 90 postoperatorio y esencialmente se completa dentro de los seis meses. Sin embargo, no se ha establecido la seguridad y efectividad de las suturas de polidioxanona en microcirugía, tejido neural y tejido cardiovascular adulto. Las suturas de polidioxanona están disponibles como hebras violetas y moradas para mejorar la visibilidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUTURA

TIPO DE ABSORCIÓN:
Por hidrólisis

ESTRUCTURA:
Monofilamento

COLOR:
Violeta, incoloro

MEDIDA USP
6-0 a 2



PDO II/ Polidioxanona

General

- ▶ Sutura absorbible (polímero de polidioxanona).
- ▶ Generalmente conocido bajo el nombre comercial PDS.
- ▶ Hebra monofilamento.
- ▶ Hecho de poliéster, poli (p-dioxanona).
- ▶ La absorción de esta sutura se completa en 230 días; absorbido por hidrólisis.


Otras Características

- ▶ Color: violeta e incoloro.
- ▶ Medida de hebra: de 7/0 a 2 USP.
- ▶ Esterilización con óxido de etileno.
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.

Procedimientos recomendados

- ▶ Suturas a corto plazo, piel y membranas mucosas.
- ▶ Cirugía General.
- ▶ Pediatría.
- ▶ Oftálmico.
- ▶ Cardiovascular.

Retención de Resistencia a la Tracción



PDO II (Polidioxanona)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta roma ●

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SSTP-10	254 mm	Recta	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STZ997GS



























Punta Redonda ○

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longit	Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SBV175-5	6.5 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)	STD8817L					
SBV-1	9.3 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)	STZ135HL					
SBV-1	9.3 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)	STZ155HL					
SBV-1	9.3 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)		STZ117HL				
SBV-1	9.3 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)		STD8081L				
SBV-1	9.3 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)			STD9843L			
SBV175-6	8 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)	STD8450S					
SC-1	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)		STZ127HL				
SC-1	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)		STD8859L				
SC-1	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)			STZ126HL			
SC-1	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)			STD7572S			
SRB-2	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)		STZ149HL				
SRB-2	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)			STZ148HL			
STF	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)		STZ432HL				
STF	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STD10066L				
STF	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)			STD10063S			
STF	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)			STD9409L			
STF	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)			STD6713L			
STF	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STD10065L			
STF	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STD7882S		
STF	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STD10056S		
STF	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STD8298L		
STF	13 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STD6714L		
SBV	11 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)		STZ123HL				
SBV	11 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	12" (30 cm)				STD8117S		

PDO II (Polidioxanona)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda ☉











Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)			STD8950S			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)			STD10105S			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD10085L			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STZ303HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STD9387S		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STD8461S		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)				STD8978S		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STZ304HL		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)			STZ320HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)			STD6262L			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STD6261L		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STD6995L		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STD6776L		
SRB-3	11 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STD9745L			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STD9297L			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STZ773DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STZ315HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STZ774DS		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)				STD7460S		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STZ310HL		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STD9955S		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STD7933S		
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STD8350L		
SST-4	19 mm		Recta	Monofilamento	Violeta	14" (35 cm)				STZ420GS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STD8971S		

PDO II (Polidioxanona)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda ☉



















Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STD7463L
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STZ316HL
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STZ416HL
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)					STZ775DS
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	48" (120 cm)					STD9700M

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STZ317HL
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD9603L
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)					STD8660S
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)					STD7725S
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STZ311HL
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STD8066S
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	60" (150 cm)					STD8588S
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STD8313S
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)					STZ776DS
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	60" (150 cm)					STZ990GS

PDO II (Polidioxanona)

SUTURA ABSORBIBLE

















Punta redonda ☺

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	72" (180 cm)						STD8789S
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STZ370TM
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STZ305HL		
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STD6410L		
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STD6659L	
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STD7993S		
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STD7535L	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STD6264L		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STD8202L	
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STD8173L		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STD9949L		
SEN-5	19 mm		SKI	Monofilamento	Violeta	12" (30 cm)				STD7789S		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STZ332HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STD8180L	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STD9967L	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STZ333HL	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	48" (120 cm)						STD9707M
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STZ338HL		

PDO II (Polidioxanona)

SUTURA ABSORBIBLE




Punta redonda ⊙

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)					STZ739DS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	60" (150 cm)					STD7655S	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STD8203L	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STZ339HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STZ259HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)					STZ740DS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	60" (150 cm)					STD9012S	
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STD10159S	
SEN-S	19 mm		SKI	Monofilamento	Violeta	48" (120 cm)					STD7854S	
SEN-S	19 mm		SKI	Monofilamento	Violeta	48" (120 cm)					STD7855S	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STZ357HL	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	60" (150 cm)					STD6361S	
SUCL	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STZ114HL	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)					STD9586S	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	60" (150 cm)					STZ991GS	











PDO II (Polidioxanona)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda ◉

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	96" (243 cm)						STD8521S
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STZ346HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STZ340HL

Punta redonda ◉

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	96" (243 cm)						STD8926S
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STZ347HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STZ341HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)						STZ741DS
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STZ358TM
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STZ352HL
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	72" (180 cm)						STD7438S
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STZ359TM
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STZ353HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STZ334HL

PDO II ANTIBACTERIAL/ Polidioxanona Antibacterial

- ▶ La polidioxanona antibacteriana es una sutura quirúrgica estéril monofilamento absorbible sintética hecha de poliéster, poli (p-dioxanona), con una cubierta antibacteriana de triclosán.

Está disponible en morado. Las suturas cumplen con los requisitos establecidos por usp y superiores, el producto se esteriliza con óxido de etileno

La polidioxanona está indicada en las aplicaciones generales para todo tipo de tejido, incluido el uso en el tejido cardiovascular, pediátrico donde se espera el crecimiento y en cirugía oftalmológica, se usa en cirugía digestiva, cirugía plástica, cirugía plástica / reconstructiva, ligaduras generales y cuticulares cirugía.

No está indicado para su uso en tejido cardiovascular de adultos, microcirugía en tejido neural.

La polidioxanona antibacterial está disponible en calibres de 6-0 a 2 usp, con longitudes de la hebra de 20 a 150 cm, con aguja, aguja doble, tres agujas, cuatro agujas y sin aguja.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUTURA

TIPO DE ABSORCIÓN:
Por hidrólisis

ESTRUCTURA:
Monofilamento

COLOR:
Violeta, incoloro

MEDIDA USP
6-0 a 2



PDO II ANTIBACTERIAL/Polidioxanona Antibacterial

General

- ▶ Sutura absorbible (polímero de polidioxanona).
- ▶ Generalmente conocido bajo el nombre comercial PDS.
- ▶ Hebra monofilamento.
- ▶ Hecho de poliéster, poli (p-dioxanona) con una cubierta antibacteriana de triclosán..
- ▶ La absorción de esta sutura se completa en 230 días; absorbido por hidrólisis.


Otras Características

- ▶ Color: violeta e incoloro.
- ▶ Medida de hebra: de 6/0 a 2 USP.
- ▶ Esterilización con óxido de etileno.
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.

Procedimientos recomendados

- ▶ Suturas a corto plazo, piel y membranas mucosas.
- ▶ Cirugía General.
- ▶ Pediatría.
- ▶ Oftálmico.
- ▶ Cardiovascular.


























Retención de Resistencia a la Tracción



PDO II ANTIBACTERIAL (Polidioxanona Antibacterial)

SUTURA ABSORBIBLE







Punta redonda 












Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)	STPDP127HL					
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)		STPDP126HL				
SBV	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)	STPDP123HL					
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)	STPDP149HL					
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)		STPDP148HL				
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)	STPDP117HL					
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)	STPDP432HL					
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)			STPDP802DS			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	30" (75 cm)		STPDP320HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STD10102L	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)		STPDP800GS				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)		STPDP303HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STPDP789DS			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)			STPDP801DS			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STPDP304HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STPDP305HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STPDP315HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STPDP316HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STPDP416HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP317HL
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STPDP310HL			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	24" (60cm)					STPDP779DS	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STPDP311HL	
SST-4	19 mm		Recta	Monofilamento	Violeta	14" (35 cm)			STPDP420GS			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STPDP338HL	

PDO II ANTIBACTERIAL (Polidioxanona Antibacterial)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda ☉













Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)						STPDP739DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP339HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)						STPDP259HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STPDP346HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP340HL

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP341HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STPDP332HL			
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STPDP333HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STPDP334HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STD9983L		
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STD10043L	
SUCL	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STPDP114HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STPDP357HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STPDP358TM	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STPDP352HL	

PDO II ANTIBACTERIAL (Polidioxanona Antibacterial)

SUTURA ABSORBIBLE






Punta redonda ☺

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP353HL
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)						STPDP776DS
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STPDP370TM
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	60" (150 cm)						STPDP990GS
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STD10049L
SXLH	70 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP582GS
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STD10044L
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	60" (150 cm)						STPDP991GS
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	54" (137 cm)						STPDP879GS
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	60" (150 cm)						STD10059S
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	96" (243 cm)						STPDP880GS


PDO II ANTIBACTERIAL (Polidioxanona Antibacterial)

SUTURA ABSORBIBLE









Punta redonda ◉

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SXLH	70 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	96" (243 cm)						STPDP881GS
SXLH	70 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	54" (137 cm)						STPDP877GS
SCT	40 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STPDP359TM
SCTX	48 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STPDP371TM
SCT-1	36 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STPDP347HL

Punta cortante ◉

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SV-5	17 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)		STPDP137HL				


















Reverso cortante ▽

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SFS-2	19 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)	STPDP421HL					
SFS-2	19 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)		STPDP397HL				
SFS-2	19 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)		STPDP422HL				
SFS-2	19 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STPDP423HL			
SFS-2	19 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STPDP398HL			
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)		STPDP441HL				
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STPDP452HL			
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STPDP442HL			

PDO II ANTIBACTERIAL (Polidioxanona Antibacterial)

SUTURA ABSORBIBLE















Reverso cortante ▾

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STPDP451HL		
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STPDP443HL		
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)		STPDP662HL				
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STPDP663HL			
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STPDP968HL			
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STPDP762DS		
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STPDP969HL		
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STPDP970HL	
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STPDP466HL	
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP467HL
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP468HL
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP534TM
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP535HL
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	96" (243 cm)						STD9972S
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP695HL
SCPX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STPDP569TM






PDO II ANTIBACTERIAL (Polidioxanona Antibacterial)

SUTURA ABSORBIBLE



Reverso cortante ▽

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SP-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)		STPDP487GS			
SP-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STPDP489GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STPDP493GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)		STPDP463GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STPDP494GS		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STPDP495GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STPDP496GS		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)			STPDP513GS		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STPDP497GS	
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STPDP503GS			
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STPDP504GS		
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STPDP507GS		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STPDP682GS		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STPDP683GS	

Cortante convencional ▲

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STPDP833GS			
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STPDP844GS			
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STPDP845GS		
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STPDP823GS		
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STPDP824GS	















Punta roma ●

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SSHB	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)		STPDPB316HL			
SSHB	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)		STPDPB317HL			

PDO II ANTIBACTERIAL (Polidioxanona Antibacterial)

SUTURA ABSORBIBLE




Punta roma ●

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCTB-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)		STPDPB332HL				
SCTB-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STPDPB333HL			
SCTB-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STPDPB334HL		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)			STPDPB345L			
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STPDPB339HL			
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STPDPB340L		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STPDPB346L		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STPDPB347L	
SCTB	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STPDPB358TM		
SCTB	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STPDPB359TM	
SCTXB	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STPDPB370M		
SCTXB	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STPDPB371M	
STPB-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	54" (137 cm)					STPDPB879GS	

PDO II ANTIBACTERIAL (Polidioxanona Antibacterial)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta roma ●

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
SBP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	60" (150 cm)				STPDPB991GS		
SBP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	96" (243 cm)					STPDPB880GS	
SBP-2	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	60" (150 cm)				STPDPB990GS		

SUTUCRYL MONO/ Poliglecaprone

- ▶ Esta sutura monofilamento presenta una flexibilidad superior para un fácil manejo y atado. Compuesto de un copolímero de glucósido y épsilon caprolactona; Es virtualmente inerte en el tejido y se absorbe de manera predecible. El cirujano puede elegir suturas de polyglecaprone para procedimientos que requieren una alta resistencia a la tracción inicial que disminuye durante dos semanas después de la operación. Estos incluyen cierre subcuticular y aproximaciones y ligaduras de tejidos blandos, con la excepción de aplicaciones neurales, cardiovasculares, oftálmicas y microquirúrgicas. Además, las suturas de polyglecaprone están disponibles como teñidas (violeta) y no teñidas (naturales).

La sutura de polyglecaprone teñida retiene aproximadamente del 60% al 70% de su resistencia original después de siete días después de la implantación. Se reduce del 30% al 40% después de catorce días, con toda la fuerza original perdida en 28 días. Por otro lado, a los siete días, la sutura incolora de polyglecaprone retiene aproximadamente del 50% al 60% de su resistencia original, y aproximadamente del 20% al 30% después de catorce días después de la implantación. Finalmente, toda la resistencia a la tracción original de la sutura incolora de poliglecaprone se pierde veintiún días después de la implantación. La absorción se completa esencialmente entre 91 y 119 días.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUTURA

TIPO DE ABSORCIÓN:
Por hidrólisis

ESTRUCTURA:
Monofilamento

COLOR:
Violeta, incoloro

MEDIDA USP
5-0 a 1



SUTUCRYL MONO/

Poliglecaprone

General

- ▶ Sutura absorbible (polyglecaprone).
- ▶ Generalmente conocido bajo el nombre comercial MONOCRYL.
- ▶ Hilo monofilamento.
- ▶ Copolímero hecho glicólico y caprolactona épsilon.
- ▶ La absorción de esta sutura se completa en 120 días; absorbido por hidrólisis.


Otras Características

- ▶ Color: violeta e incoloro.
- ▶ Medida de la hebra: de 6/0 a 1 USP.
- ▶ Esterilización con óxido de etileno.
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.

Procedimientos recomendados

- ▶ Suturas de tejidos blandos:
- ▶ Ligadura.
- ▶ Peritoneo.
- ▶ Útero.
- ▶ Vagina.
- ▶ Piel.



Retención de Resistencia a la Tracción























SutuCRYL MONO (Polyglecaprone)

SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda, reverso cortante ☉

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	54" (137 cm)				STY931HL		
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	54" (137 cm)					STY932HL	




















Punta redonda ☉

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)	STD9891S					
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)	STY432HL					
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)		STY433HL				
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STY434HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)	STD9842S					
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)		STY213HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)		STY303HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STY304HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STY214HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY305HL		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STY215HL		
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)		STD9641S				
STF-5	8 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)		STD8726S				
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)		STD9555S				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)			STD9543S			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STD9213S		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STY315HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STY415HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY316HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STY416HL		

SutuCRYL MONO (Polyglecaprone)

SUTURA ABSORBIBLE

















Punta redonda ⊙

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY732HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY317HL	
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD9158S			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD8927S			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STY218HL			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STY872DS		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STY219HL		
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD9759L			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY344HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)					STY738DS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY338HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)					STY944HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY345HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)					STY739DS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY339HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY604HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STD9503S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY527HL	

SutuCRYL MONO (Polyglecaprone)

SUTURA ABSORBIBLE





Punta redonda ☺












Código	Aguja		Cuerpo	Hebra			Medida de Sutura (USP)					
	Longitud			Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY350HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY357HL	
SXLH	70 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STD9473S		
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STD8291S		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STD9162S		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY397HL	
SSH	26mm, 26mm, 1/2 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STD9645S		
SSH	26mm, 26mm, 1/2 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STD9639S	
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STD8721S		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY762HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY605HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STY606HL
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY377HL	
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STY378HL
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STD9568S	

SutuCRYL MONO (Polyglecaprone)
















SUTURA ABSORBIBLE

Punta redonda 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD8901S	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY333HL	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STY334HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)						STD8893S








Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY335HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STD8592S		
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STD7611S		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STY945HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	54" (137 cm)				STD9912S		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STY740DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STY346HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STYY31GS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY340HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STY946HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STD9270S		

Punta redonda

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY347HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY30GS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY341HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)					STY947HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STD8694S			
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STY351HL			
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY358HL	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY352HL	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY359HL	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY353HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STY417HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY318HL	
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STY227HL			
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD8752S			
SSH	26mm, 26mm, 1/2 mm		5/8 Circle	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD8550S			



Punta redonda

Sutucryl Mono (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STYY71GS		
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STY701DS		
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STYY70GS	
SMO-5	31 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STY801DS		
SMO-5	31 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD8678S	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STY398HL		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY399HL	
SST-3	22 mm		Recta	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STD976SL		


Punta cortante cardio

Sutucryl Mono (Poliglecaprone)









Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)					STY917HL	
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STY817HL	

Espatulada Reverso cortante







Sutucryl Mono (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STD9491S				

Reverso cortante ▾
Sutucryl Mono (Poliglecaprone)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSC-1	13 mm	Recta	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STD9372S				
SSC-1	13 mm	Recta	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STD8655S			
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)			STY922HL		
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD9600S		
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STY923HL	
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STY942HL	
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY943HL
SX-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)					STD8955S
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STY523HL	
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STY266HL
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STY267HL
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STY987HL

Reverso cortante ▾
Sutucryl Mono (Poliglecaprone)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)	STY492GS				
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STY493GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)		STY463GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)			STY464GS		
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STY494GS		
SPS-6	10 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)	STY510GS				

Reverso cortante



Sutucryl Mono (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SP-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)	STY489GS				
SP-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STY490GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STY495GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)			STY513GS		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STY426HL		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STY496GS		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STY497GS	
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STY427HL	
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD8786S
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STD8762S			
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)		STD9418S			
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STD8539S		
SPS-4C	16 mm		Curva Compuesta	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STD10051L		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STD8797S		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STY935HL		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STY682HL		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STY936HL	
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD7656S
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STD8839S		

Cortante convencional



Sutucryl Mono (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)	STY833GS				
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STY834GS			
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STY835GS		
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STY822GS			
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STY823GS		

Cortante convencional



Sutucryl Mono (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STY844GS				
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STY845GS			
SPC-16	16 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STD8633S			
SPC-12	16 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STY814GS			

Sin aguja

Sutucryl Mono (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SIN AGUJA	mm		S/A	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)		STY908GS				
SIN AGUJA	mm		S/A	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)			STY909GS			
SIN AGUJA	mm		S/A	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STD8477S			
SIN AGUJA	mm		S/A	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STY910GS		
SIN AGUJA	mm		S/A	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)					STY911GS	

Cutting edge reverse



Sutucryl Mono (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STY967HL		

Punta roma






Sutucryl Mono (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)		STYB944L				
SSHB	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)		STYB416L				
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STYB257L			
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STYB258L		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STYB946L		

Punta roma



Sutucryl Mono (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)					STYB947L	
SCTXB	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STYB978L		
SCTXB	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)					STD8815S	

SUTUCRYL MONO ANTIBACTERIAL/

Poliglecaprone Antibacterial

- ▶ Esta sutura monofilamento presenta una flexibilidad superior para un fácil manejo y atado. Compuesto de un copolímero de glucósido y épsilon caprolactona; Es virtualmente inerte en el tejido y se absorbe de manera predecible. El cirujano puede elegir suturas de polyglecaprone para procedimientos que requieren una alta resistencia a la tracción inicial que disminuye durante dos semanas después de la operación. Estos incluyen cierre subcuticular y aproximaciones y ligaduras de tejidos blandos, con la excepción de aplicaciones neurales, cardiovasculares, oftálmicas y microquirúrgicas. Además, las suturas de polyglecaprone están disponibles como teñidas (violeta) y no teñidas (naturales).

La sutura de polyglecaprone teñida retiene aproximadamente del 60% al 70% de su resistencia original después de siete días después de la implantación. Se reduce del 30% al 40% después de catorce días, con toda la fuerza original perdida en 28 días. Por otro lado, a los siete días, la sutura incolora de polyglecaprone retiene aproximadamente del 50% al 60% de su resistencia original, y aproximadamente del 20% al 30% después de catorce días después de la implantación. Finalmente, toda la resistencia a la tracción original de la sutura incolora de poliglecaprone se pierde veintiún días después de la implantación. La absorción se completa esencialmente entre 91 y 119 días.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUTURA

TIPO DE ABSORCIÓN:
Por hidrólisis

ESTRUCTURA:
Monofilamento

COLOR:
Violeta, incoloro

MEDIDA USP
5-0 a 1



SUTUCRYL MONO ANTIBACTERIAL/ Poliglecaprone Antibacterial

General

- ▶ Sutura absorbible (polyglecaprone).
- ▶ Generalmente conocido bajo el nombre comercial MONOCRYL.
- ▶ Hilo monofilamento.
- ▶ Copolímero hecho glicólico y caprolactona épsilon.
- ▶ La absorción de esta sutura se completa en 120 días; absorbido por hidrólisis.


Otras Características

- ▶ Color: violeta e incoloro.
- ▶ Medida de la hebra: de 6/0 a 1 USP.
- ▶ Esterilización con óxido de etileno.
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.

Procedimientos recomendados






















- ▶ Suturas de tejidos blandos:
- ▶ Ligadura.
- ▶ Peritoneo.
- ▶ Útero.
- ▶ Vagina.
- ▶ Piel.

Retención de Resistencia a la Tracción













Punta redonda ☉

Sutucryl Mono Antibacterial (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)	STMCP213HL					
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)		STMCP304HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)		STMCP214HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STD10100L		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STD10101L		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD9923L	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STD9924L	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)		STMCP315HL				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)		STMCP415HL				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STMCP416HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STMCP316HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STMCP317HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STMCP417HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STMCP944HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STMCP344HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STMCP345HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)					STMCP945HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STMCP339HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STMCP346HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STMCP340HL








Punta redonda

Sutucryl Mono Antibacterial (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)					STMCP946HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)						STMCP347HL
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STMCP604HL			
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STMCP605HL		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STD9936L		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STD9937L		
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STMCP377HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STMCP333HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STMCP358HL	
SMO-5	31 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)						STD9925L




Reverso cortante

Sutucryl Mono Antibacterial (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)		STMCP922HL				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)			STMCP923GS			
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)			STMCP923HL			
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)			STMCP942GS			
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)			STMCP942HL			
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STMCP943GS		
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STMCP943HL		



















Reverso cortante ▾

Sutucryl Mono Antibacterial (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SKS	60 mm	Recta	Monofilamento	Incoloro	27" (70 dm)			STMCP523HL			
											
SCP-1	36 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 dm)				STMCP266HL		
											
SFSL	30 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	35" (90 dm)					STMCP987HL	
											







Reverso cortante ▾

Sutucryl Mono Antibacterial (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SP-3	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)	STMCP492GS					
											
SP-3	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)		STMCP463GS				
											
SP-3	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STMCP493GS				
											
SPS-2	19 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STMCP495GS				
											
SPS-2	19 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 dm)			STMCP513GS			
											
SPS-2	19 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 dm)			STMCP496GS			
											
SP-1	11 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STMCP490GS				
											
SPS-1	24 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 dm)				STMCP935HL		
											
SPS-1	24 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 dm)				STMCP682HL		
											
SP-3	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 dm)				STD9954L		
											
SPS-2	19 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 dm)				STMCP426HL		
											
SPS-2	19 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 dm)				STMCP427HL		
											
SPS-2	19 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 dm)				STMCP497GS		
											
SP-2	8 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STD10062S		
											
SPS-1	24 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)				STMCP936HL		
											
SPS-1	24 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD10041L	
											
SP-1	11 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)						
											
SP-3	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)						
											


Cortante convencional 

Sutucryl Mono Antibacterial (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STMCP844GS				
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STMCP845GS			
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STMCP822GS				
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STMCP823GS			
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STMCP834GS				
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STMCP835GS			







Cutting edge reverse 

Sutucryl Mono Antibacterial (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STMCP967HL		

Punta roma 

Sutucryl Mono Antibacterial (Poliglecaprone)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STMCPB944HL			
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STMCPB945HL		
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)					STMCPB346HL	
SCTB-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)					STMCPB946HL	
SSHB	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)			STMCPB316HL			
SSHB	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STMCPB416HL			

CATGUT SIMPLE

- ▶ El catgut simple se absorbe rápidamente. Además, la resistencia a la tracción se mantiene durante solo 7 a 10 días después de la implantación. Además, la absorción se completa en 70 días.

El cirujano puede elegir el uso de catgut simple en los tejidos, que sanan rápidamente y requieren un apoyo mínimo; por ejemplo, ligar vasos sanguíneos superficiales y suturar tejido graso subcutáneo. Además, el intestino quirúrgico simple también puede tratarse especialmente con calor para acelerar la pérdida y absorción de la resistencia a la tracción. Este intestino quirúrgico de rápida absorción se utiliza principalmente para la sutura epidérmica, donde se requieren suturas durante solo cinco a siete días. Sin embargo, estas suturas tienen menos resistencia a la tracción que el intestino quirúrgico simple del similar U.S.P. Talla. Finalmente, el catgut simple de rápida absorción no debe usarse internamente.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUTURA

TIPO DE ABSORCIÓN:

Por hidrólisis

ESTRUCTURA:

Monofilamento
retorcido

COLOR:

Crema/
amarillo
brillante

MEDIDA USP

6-0 a 3



CATGUT SIMPLE

General

- ▶ Sutura absorbible.
- ▶ Hilo monofilamento.
- ▶ Colágeno.
- ▶ Se absorbe dentro de los 70 días por el proceso de la enzima digestiva de la proteólisis, dependiendo de la condición de las defensas biológicas del paciente.

Otras características

- ▶ Color amarillo brillante - beige.
- ▶ Medida de la Hebra de 6/0 a 3 USP.
- ▶ Producto estéril
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.





Procedimientos recomendados












- ▶ Sutura a corto plazo en la piel y membranas mucosas:
- ▶ Cirugía General.

CATGUT SIMPLE

SUTURA ABSORBIBLE NATURAL

Punta redonda 





Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD8901S	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY333HL	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STY334HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)						STD8893S












Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY335HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD8592S			
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STD7611S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STY945HL			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	54" (137 cm)			STD9912S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STY740DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STY346HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY31GS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY340HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STY946HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STD9270S		

CATGUT SIMPLE

SUTURA ABSORBIBLE NATURAL

Punta redonda ☉

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD8901S
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY333HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY334HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)					STD8893S

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY335HL
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD8592S		
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STD7611S		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STY945HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	54" (137 cm)			STD9912S		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STY740DS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STY346HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY316S	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY340HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STY946HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STD9270S	

CATGUT CRÓMICO

- ▶ El catgut crómico se trata con una solución de sal de cromo para resistir las enzimas del cuerpo, extendiendo el tiempo de absorción por más de 90 días. La sutura Catgut Crómico, minimizan la irritación del tejido, causando menos reacción que el intestino quirúrgico simple durante las primeras etapas de la cicatrización de heridas. La resistencia a la tracción puede retrasarse de 10 a 14 días, con algo de resistencia medible que permanece hasta por 21 días.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUTURA

TIPO DE ABSORCIÓN:
Por hidrólisis

ESTRUCTURA:
Monofilamento
retorcido

COLOR:
Marron brillante/
marron oscuro

MEDIDA USP
6-0 a 3



CATGUT CRÓMICO

General

- ▶ Sutura absorbible.
- ▶ Hilo monofilamento.
- ▶ Colágeno
- ▶ Se absorbe dentro de los 90 días por el proceso de la enzima digestiva proteólisis, dependiendo del estado de las defensas biológicas del paciente.

Otras características

- ▶ Color: marron
- ▶ Calibre de aguja: de 6/0 a 3 USP.
- ▶ Producto estéril.
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.





Procedimientos recomendados












- ▶ Sutura a corto plazo en la piel y membranas mucosas
- ▶ Cirugía General.

CATGUT CRÓMICO

SUTURA ABSORBIBLE NATURAL

Punta redonda ☉






Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD8901S
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY333HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY334HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)					STD8893S













Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY335HL
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD8592S		
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STD7611S		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STY945HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	54" (137 cm)			STD9912S		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STY740DS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STY346HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STYY31GS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY340HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STY946HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STD9270S	

CATGUT CRÓMICO

SUTURA ABSORBIBLE NATURAL

Punta redonda ☉





Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)						STD8901S
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STY333HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STY334HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)						STD8893S












Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY335HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD8592S			
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STD7611S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STY945HL			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	54" (137 cm)			STD9912S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STY740DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STY346HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY316S		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY340HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STY946HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STD9270S		

CATGUT CRÓMICO

SUTURA ABSORBIBLE NATURAL

Punta redonda ☉

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD8901S	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY333HL	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STY334HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)						STD8893S

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY335HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD8592S			
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STD7611S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STY945HL			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	54" (137 cm)			STD9912S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STY740DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STY346HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STYY31GS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY340HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STY946HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STD9270S		

Suturas

NO ABSORBIBLES

CIRUGÍA GENERAL

SUTURA QUIRÚRGICA

PRODUCTO	Calibre	Curvatura de la Aguja	Longitud de la Aguja	Longitud de la Hebra	Presentación
----------	---------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

► Sutura No absorbible

SutuLON = Nylon Monofilamento	6/0	1/2 Círculo Cortante	13 a 45 mm	28" / 70 cm	Caja x 12/ 36
	5/0				
SutuSILK = Seda	4/0	1/2 Círculo Redondo	13 a 45 mm	28" / 70 cm	Caja x 12/ 36
	3/0	3/8 Círculo Cortante			
SutuLENE = Prolipileno	2/0	3/8 Círculo Redondo	13 a 45 mm	28" / 70 cm	Caja x 12/ 36
	0	Recta			
	1				
	2				

► Sutura Multiempaque

SutuLON = Nylon Monofilamento	6/0	8 x 50 cm	8 x 50 cm	Caja x 12/ 36
	5/0			
SutuSILK = Seda	4/0	8 x 50 cm	8 x 50 cm	Caja x 12/ 36
	3/0			
	2/0	8 x 50 cm	8 x 50 cm	Caja x 12/ 36
	0			
	1			
	2			

ACERO

► Suturas en carrete

SutuNEN = Lino torcido	6/0	91 Mt	91 Mt	Caja x 1
	5/0			
SutuLON = Nylon Monofilamento	4/0	91 Mt	91 Mt	Caja x 1
	3/0			
SutuSILK = Seda	2/0	91 Mt	91 Mt	Caja x 1
	0			
	1			
	2			


SUTULON / Nylon monofilamento

- ▶ Estas suturas se extruyen en hebras monofilamento o capilares no capilares que se caracterizan por una alta resistencia a la tracción y una reactividad tisular extremadamente baja. Sin embargo, se degradan a una tasa de aproximadamente 15% a 20% por año por hidrólisis. Las suturas de nylon en los tamaños 10-0 y 6-0 y mayores se producen a partir de un grado especial de nylon 6. Además, el nylon de poliamida de grado médico 6-6 se usa para los tamaños 7-0 y más finos. Si bien ambos grados permiten un buen manejo, las suturas de nylon de monofilamento tienden a volver a su estado original de extrusión recta (una propiedad conocida como "memoria").

Por lo tanto, se requieren más bucles en el nudo para sujetar de manera segura las suturas de monofilamento que las suturas de nylon trenzado. Además, el nylon monofilamento en condiciones húmedas o húmedas es más flexible y más fácil de manejar que el nylon seco. Además, una línea limitada de suturas de nylon (tamaños 3-0 a 6-0) se humedecen previamente o se "pliegan" para su uso en cirugía plástica cosmética. Este proceso mejora las características de manejo y anudado para parecerse a las suturas trenzadas.

Las suturas de nylon se usan con frecuencia en oftalmología y procedimientos de microcirugía en tamaños muy finos. Por esta razón, los tamaños 9-0 y 10-0 tienen un tinte negro intensificado para una alta visibilidad.

Characteristic of the suture

TYPE OF ABSORPTION: Non-absorbable	STRUCTURE: Monofilament 
COLOR: Black	
USP SIZE: 10-0 to 2.	



SUTULON / Nylon monofilamento

General

- ▶ Sutura de nylon no absorbible.
- ▶ Generalmente conocido bajo el nombre comercial Ethilon.
- ▶ Hebra monofilamento.
- ▶ Sutura realizada con polímeros alifáticos de cadena larga de nylon.
- ▶ No se absorbe; Se encapsula gradualmente por el tejido.

Otras Características

- ▶ De color negro.
- ▶ Calibre: de 11/0 a 2/0 USP.
- ▶ Esterilización con óxido de etileno.
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.

Procedimientos recomendados

- ▶ Utilizado para aproximación de tejidos y ligaduras.
- ▶ Cirugía cardiovascular, oftálmica, microcirugía, neurocirugía.
- ▶ Cierre de piel.
- ▶ Otras consideraciones del cirujano.

Reverso cortante

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0
SCS160-6	5.5 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	8" (20cm)	ST9016GS					
SCS160-6	5.5 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	6" (15 cm)		ST9001GS				
SCS160-6	5.5 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)		ST9000GS				
SCS160-6	5.5 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)			ST9011GS			
SCSM-6	4.3 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	8" (20cm)		ST9006GS				
SCSM-6	4.3 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)		ST9005GS				
SCSC-6	5 mm		Curva Compuesta	Monofilamento	Negro	6" (15 cm)		ST9010GS				
SCS160-8	5.5 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	6" (15 cm)		ST9031GS				
SCS160-8	5.5 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)		ST9030GS				
SCS140-6	6.5 mm	☺	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	4" (10)		ST9060GS				
SCS44-6	6.5 mm		1/8 Circle	Monofilamento	Negro	4" (10)		ST9065GS				
SCS160-6	5.5 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	4" (10)		ST9061GS				
SCS175-6	7 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)		ST9002GS				
SCSB-6	5 mm		Curva Compuesta	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)		ST9007GS				
SCS175-8	7 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)		ST9032GS				
SCS175-8	7 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)			ST9036GS			
SCS175-8	7 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)				ST9038GS		
SCS140-8	6.5 mm	☺	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)		ST9033GS				
SCS140-6	6.5 mm	☺	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)		ST9003GS				





Punta redonda

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0
SBV50-3	3.8 mm	☺	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)	ST2881GS					
SBV50-3	3.8 mm	☺	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)		STD9227S				
SBV75-3	3.8 mm	☺	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)		ST2870GS				
SBVH100-3	5 mm	☺	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)		ST2860GS				
SST100-3	3 mm		Recta	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)		ST2849GS				
SBV75-4	5.1 mm	☺	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)		ST2850GS				
SBV130-3	3.8 mm	☺	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)		ST2820GS				
SBV130-3	3.8 mm	☺	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)			ST2819GS			











Punta redonda ◉







Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0
SBV130-3	3.8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)				ST2822GS		
SBV100-4	5.1 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)		ST2830GS				
SBV100-4	5.1 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)			ST2829GS			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)		ST2810GS				
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)			ST2809GS			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)				STD9938S		
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)				ST2808GS		
SBV130-4	5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)			ST2813GS			
SBV130-4	5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)				ST2815GS		
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	10" (25 cm)			ST2800GS			

Punta redonda ◉






Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SRB-1	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)	STD9180L					
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STD9965L				
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STD9870S				
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	40" (100 cm)				STD3746L		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					STD7227S	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	40" (100 cm)					STD3747L	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	96" (243 cm)					STL880GS	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	96" (243 cm)					STL886TM	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)					STD4734L	



SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	72" (180 cm)						STD7785S	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)						STD6037S	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)							ST830HL
SXLH	70 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	72" (180 cm)						STD5854S	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)							ST824GS
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	96" (243 cm)							STD9336S

Punta redonda 

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)								
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3		
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	96" (243 cm)						STD8420S	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)						ST825GS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	36" (90 cm)						STD6003L	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						STD6865L	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						STD4573L	

Punta redonda
Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	20" (51 cm)					STD8112L	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	36" (90 cm)					STD4438L	









Punta cortante cardio
Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0
SV75-3	3.5 mm	1/4 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)		ST2892GS				
SV100-3G	4.8 mm	Curva Compuesta	Monofilamento	Negro	1" (2.5 cm)		STD690GS				
SV100-3	3.5 mm	1/4 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)			ST2894GS			
SV130-3	3.8 mm	1/4 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)			ST2898GS			
SV130-3	3.8 mm	1/4 Círculo	Monofilamento	Negro	5" (13 cm)				ST2897GS		





Punta cortante
Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSTRAIGHT	45 mm	Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STD3116L			


Espatulada Reverso cortante
Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	5-0
STG160-6	5.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	6" (15 cm)	STD7811S				
STG160-6	5.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	6" (15 cm)		ST7757GS			
STG160-6	5.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)		ST7756GS			
STG160-6	5.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)			ST7760GS		
STG160-4-3M	4.3 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	8" (20 cm)		ST7711GS			
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)		ST7718GS			
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)			ST7717GS		
STG140-6	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)		ST7770GS			
STG140-6	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)			STD7985S		




Espatulada Reverso cortante 
Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	5-0
STG100-8	6.5 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)				ST1714GS	
STG175-8	7 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)				ST1716GS	
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					ST7731GS
SS-22	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					ST1740GS





Espatulada cortante convencional 
Sutulon (Nylon Monofilamento)















Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0
SRD-2	8 mm		1/8 Círculo	Monofilamento	Verde	18" (45 cm)				STD7018L	














Reverso cortante 
Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
STG160-4	5.3 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)	ST7707GS				
SVAS100-4	5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	6" (15 cm)		ST2890GS			
SC-2	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					ST667GS

Reverso cortante 
Sutulon (Nylon Monofilamento)


Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)	ST661GS				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST662HL			
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST662GS			
SC-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)	ST668GS				

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
STS	48 mm 	Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)	STD9537L					
SPSL	30 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		ST562HL				
SPSL	30 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			ST1691HL			
SFS	26 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STD1924L				
SFSL	30 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		ST1670HL				
SFSL	30 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			ST1671HL			
SKS	60 mm 	Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		ST626HL				
SSC-1	13 mm	Recta	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		STD9640L				
SFSLX	36 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STD9740L				
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST1629HL				
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			ST669HL			
SX-1	22 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST642GS			
SLS-1	45 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STD4990L			
SPSLX	36 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro		30" (75 cm)		ST1683HL			
SPSLX	36 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro		30" (75 cm)			ST1697HL		

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
SFSLX	36 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			ST1673HL			
SFSLX	36 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				ST1674HL		
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			ST627HL			
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Incoloro	30" (75 cm)				STD9139L		
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				ST628HL		
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						STD9944L
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST663GS			
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST663HL			
SFS	26 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST664GS		
SFS	26 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST664HL		
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)						STD10109L
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						STD9386L
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						STD9382L






Reverso cortante ▾














Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						ST489TM

Reverso cortante ▾


Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						ST490TM
SCT-1	60 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)						STD3997L
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	40" (100 cm)						STD6661S
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)						STD7597S
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	20" (51 cm)						ST470GS

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SFSLX	36 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			ST1673HL			
SFSLX	36 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				ST1674HL		
SKS	60 mm 	Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			ST627HL			
SKS	60 mm 	Recta	Monofilamento	Incoloro	30" (75 cm)				STD9139L		
SKS	60 mm 	Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				ST628HL		
SKS	60 mm 	Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						STD9944L
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST663GS			
SFS-1	24 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST663HL			
SFS	26 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST664GS		
SFS	26 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST664HL		
SCP	40 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)					STD10109L	
SCP-1	36 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)					STD9386L	
SCP-1	36 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						STD9382L






Reverso cortante ▾

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						ST489TM

Reverso cortante ▾

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						ST490TM
SCT-1	60 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)					STD3997L	
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	40" (100 cm)						STD6661S
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)						STD7597S
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	20" (51 cm)						ST470GS

Reverso cortante



Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0
SCS175-8	7 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	18" (45 cm)		ST1745GS				

Punta redonda, reverso cortante

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCP-1	36.4 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	54" (137 cm)				ST982HL		
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	54" (137 cm)					ST983HL	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	54" (137 cm)					ST977HL	
















Punta redonda

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)	STD8005L					
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)		STU202HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)			STU203HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)				STU204HL		
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)		STK895HL				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)			ST4887GS			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)			STG121HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)				STG122HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)					STG123HL	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)			STG181HL			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)				STG182HL		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	27" (70 cm)					STD9989L	
















Punta redonda ☉

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)				ST990HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)					ST991HL	
SSH	26 mm, 45 mm		Recta	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)				STG152HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)				ST922HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST810HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)					ST923HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST3811TM	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST811HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)						ST3812TM
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)						STCC41GS
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)				STG172HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)					STG173HL	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)				ST912HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST800HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)					ST913HL	









Punta redonda ☉

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST801HL	
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				STG126HL		
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					STG127HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				STN877HL		
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					STN878HL	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST862HL		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)					ST903HL	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST863HL	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)						ST904HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST882HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST883HL	
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST892HL		
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST893HL	
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					STU245HL	







Punta redonda ◉

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SUR-4	40 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					STU255HL	
SLH	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					STG133HL	
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)						STCC02GS
SMO-5	31 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)						STCC04GS
SXLH	70 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)						ST44TM
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)						ST914HL
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)						ST802HL
















Punta redonda ◉

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST3803TM	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)					ST915HL	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST803HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					STN879HL	
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					STU246HL	















Punta redonda ⊙

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)				ST924HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST812HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST3813GS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)					STCC40GS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)					ST925HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST813HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)						ST814HL
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					STG128HL	
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST4924HL	
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					STCC38GS	
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST5589TM	
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)					STCC01GS	
SMO-4	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST4925HL	
SUR-4	40 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					STU256HL	








Punta redonda ◉

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST864HL		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	42" (107 cm)					STD10036S	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)					ST905HL	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST865HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				STG124HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST884HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST885HL	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					STM760GS	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	60" (150 cm)					STGL30GS	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	60" (150 cm)						STGL31GS
SMO-5	31 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)					STCC03GS	
SMO-5	31 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST4995HL	
SMO-2	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST4915HL	


Punta cortante cardio 

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)		ST942HL				
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)			ST943HL			
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)			ST837HL			
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST838HL		
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)				ST944HL		
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)					ST945HL	
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST839HL	









Punta cortante 

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)	STU233HL					

Espatulada Reverso cortante 

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0
STG100-8	6.5 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)		ST1744GS				
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)		ST1797GS				
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST1731GS			
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST1791GS			
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)				ST1792GS		
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Marron	12" (30 cm)				ST1766GS		
SS-4	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)					ST1793GS	
SS-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)					ST1798GS	

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)	ST634GS					
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)		ST635HL				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)			ST636HL			
SC-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	12" (30 cm)	ST723GS					
SJ-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)		STU213HL				
SJ-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)		ST724GS				
SM-2	13 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Marron	12" (30 cm)		ST751GS				
SM-2	13 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Marron	12" (30 cm)		ST752GS				
SM-1	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	12" (30 cm)		ST744GS				
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)			ST654HL			
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)			ST886HL			
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST887HL		
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)			ST832HL			
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST833HL		
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)						ST805HL
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST816HL		
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST817HL	
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	36" (90 cm)						ST975HL
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST637HL		
SFS	26 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST638GS	



Aguja			Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SPS-6	10 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)	ST1816GS					
SG-6	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)	ST795GS					
SG-6	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)	ST794GS					
SPS-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)	ST1635GS					
SPS-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)		ST1636GS				
SG-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)	ST790GS					
SG-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)	ST796GS					
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)	ST1641GS					
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)		ST1642GS				
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)			ST1643GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)		ST687GS				
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)			ST1654GS			
SPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)		ST1652GS				
SPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)			ST1653GS			
SG-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)		ST792GS				
SG-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)			ST793GS			
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)		ST1658GS				
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)			ST1659GS			
SG-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)			ST798GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)			ST1637GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST1638HL		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST1621HL	
SPS-4C	16 mm		Curva Compuesta	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)			ST2644GS			
SPS-4C	16 mm		Curva Compuesta	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)				ST2643GS		
SPS	26 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)						ST598HL

Sin aguja

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)	STL111GS					
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)	STS111HL					
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)		STS112HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)		STL112GS				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)			STL113GS			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)			STS113HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)			STSG13TM			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)				STL114GS		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)				STSG14TM		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)				STS114HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)					STL115GS	
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)					STS115HL	
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	18" (45 cm)					STSG15TM	
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)						STS116HL



Sin aguja

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3	
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Marron	54" (137 cm)							STS117HL

















Punta roma ●

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SBP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)				ST47TM		
SBP	80 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Marron	27" (70 cm)					ST48GS	



Punta redonda ◉

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)	STG321HL					
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)		STG322HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)	STU207HL					
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)		ST5503TM				
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)		ST842HL				
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)			ST843HL			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)				ST844HL		
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)		STCP53GS				
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)		ST852HL				
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)			ST853HL			
SKLH	70 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)		ST52TM				
SKLH	70 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)			ST53TM			
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)		STN862HL				
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)			STN863HL			
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)				STN864HL		



Punta redonda 

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCTX	48 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)		ST873HL				
SCTX	48 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)			ST872HL			




Punta cortante cardio 

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SV-34	36 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)		ST846HL				
SV-7	26 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)		ST849GS				





Espatulada Reverso cortante 

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
STG140-8	6.5 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)	ST1735GS					
SS-14	8 mm 	1/4 Círculo	Monofilamento	amarillento	12" (30 cm)		ST1775GS				
SS-14	8 mm 	1/4 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)		ST1772GS				





Reverso cortante 

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SFS-2	19 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)		STH820GS				
SFS-2	19 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)			STH821HL			
SFS-2	19 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)				STH822HL		
SSC-1	13 mm	Recta	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)			ST1828HL			
SSC-1	13 mm	Recta	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)			ST1824HL			
SM-1	13 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	12" (30 cm)			ST742GS			
SKS	60 mm	Recta	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)				ST665HL		
















Reverso cortante ▾

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70cm)				STH810HL		
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70cm)					STH823HL	
SX-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Marrón	18" (45cm)				ST612GS		
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70cm)					ST898HL	

Reverso cortante ▾

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SG-6	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)	ST775GS					
SG-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)	ST770GS					
SG-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)	ST774GS					
SP-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)	ST1657GS					
SPS-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)		ST1626GS				
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)		ST1632GS				
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)			ST1633GS			
SG-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)		ST772GS				
SG-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)			ST773GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)		ST686GS				
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)			ST1644GS			
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)		ST658GS				
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	18" (45 cm)			ST1627HL			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)				ST1630HL		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	amarillento	27" (70 cm)				ST1640HL		

Cortante convencional



Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Amarillento	18" (45 cm)	ST1916GS					
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Amarillento	18" (45 cm)		ST1915GS				

Sin aguja

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Amarillento	54" (137 cm)		STS102HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Amarillento	18" (45 cm)		STS62TM				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Amarillento	54" (137 cm)			STS103HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Amarillento	54" (137 cm)				STS104HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Amarillento	54" (137 cm)					STS105HL	


























Carrete

Sutulon (Nylon Monofilamento)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Amarillento	54" (137 cm)	STL101GS					
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Amarillento	54" (137 cm)		STL102GS				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Amarillento	54" (137 cm)			STL103GS			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Amarillento	54" (137 cm)				STL104GS		







Punta redonda

SutuLON (Nylon Trenzado)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)	STD7786L				
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)		STD6478L			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STCS84DS		
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STN104TM		
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STDC399S		
STF-4	8 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)	STD9466L				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)		STD9532L			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STCS54DS		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)			STD1637L		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STN124TM		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STCS53DS		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	27" (70 cm)			STD9183L		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)				STD6950S	
STF-5	8 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STD7473S		
STF-5	8 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STD9868L		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STCS14DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)			STDC543L		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STCS13DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)				STCS12DS	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)				STD7690S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)				STD7309L	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)					STDC542L
STF-7	8.5 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STD5620L		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STCS03DS		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)				STCS02DS	









Punta redonda

SutuLON (Nylon Trenzado)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)						STD1866L
SEN-5	19 mm		SKI	Trenzado	Negro	50" (127 cm)						STD8255L
SEN-5	19 mm		SKI	Trenzado	Negro	50" (127 cm)						STD8254L
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)						STC546DS
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)						STC545DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)						STC522DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)						ST5424HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)						STC521DS






Punta redonda

SutuLON (Nylon Trenzado)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)						STC520DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)						ST5425HL
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)						STD1385L
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STC526DS			
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)				STD9348L		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)				STC527DS		
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STC542DS			
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)				STC541DS		












Punta redonda

SutuLON (Nylon Trenzado)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)				STC551DS		
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)					STC550DS	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)					STD8965L	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	40" (100 cm)					STD9763L	


Reverso cortante

SutuLON (Nylon Trenzado)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SFS	26 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)	STC570DS					
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)		STC576DS				
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)		STC566DS				
SX-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)		STC563DS				
SCP	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STC572DS			
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)			STC575DS			
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)					STC595TM	
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)					STD4011L	
SOS-8	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)						STD8924L
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Negro	30" (75 cm)					STD4503L	




Reverso cortante

SutuLON (Nylon Trenzado)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)			STD4571L			

Cortante convencional

SutuLON (Nylon Trenzado)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)	ST5666GS					
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Negro	18" (45 cm)		ST5665GS				
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)			STD10077L			

Sin aguja
SutuLON (Nylon Trenzado)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Negro	27" (70 cm)		STD9563S				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Negro	30" (75 cm)			STDC569S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Negro	30" (75 cm)				STDC559S		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Blanco	27" (70 cm)						STD5685L
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Blanco	27" (70 cm)						STD4265S

SUTUSILK / Seda

- ▶ Para muchos cirujanos, la seda quirúrgica representa el estándar de rendimiento de manejo por el cual se juzgan los materiales sintéticos más nuevos, especialmente debido a sus características de manejo superiores. Los filamentos de seda se pueden torcer o trenzar, proporcionando estos últimos las mejores cualidades de manejo. La seda para la mayoría de los tamaños de sutura antes del proceso de trenzado permite una trenza más apretada y compacta que mejora significativamente la calidad de la sutura. Después del trenzado, los hilos se tiñen, se frota y se estiran, y luego se impregnan y se recubren con una mezcla de cera o silicona.

Cada uno de estos pasos es crítico para la calidad de la sutura terminada y debe llevarse a cabo en un orden preciso. La seda quirúrgica generalmente se tiñe de negro para una mejor visibilidad en el tejido. La seda cruda se clasifica según la resistencia, la uniformidad del diámetro del filamento y la libertad de defectos. Solo los grados superiores de filamentos de seda se utilizan para producir suturas quirúrgicas de seda. Sin embargo, la seda quirúrgica pierde resistencia a la tracción cuando se expone a la humedad y debe usarse en seco. Aunque la seda está clasificada por la U.S.P. Como sutura no reabsorbible, los estudios en vivo a largo plazo han demostrado que pierde la mayor parte o la totalidad de su resistencia a la tracción en aproximadamente un año y, por lo general, no se puede detectar en el tejido después de dos años. Por lo tanto, se comporta de hecho como una sutura de absorción muy lenta.

TYPE OF ABSORPTION:
Non-absorbable

COLOR:
Black, White

USP SIZE:
7-0 to 2.

STRUCTURE:
Braided
Multifilament



SUTUSILK / Seda

General

- ▶ Sutura de seda no absorbible.
- ▶ Generalmente conocido bajo el nombre comercial Perma-hand.
- ▶ Hebra de hilo.
- ▶ Hecho de un nombre de proteína fibroína orgánica.
- ▶ No se absorbe; Se encapsula gradualmente por el tejido.

Otras Características
































- ▶ Color: negro.
- ▶ Calibre de: 7/0 a 2 USP.
- ▶ Esterilización con óxido de etileno.
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.

Procedimientos recomendados

- ▶ Utilizado para aproximación de tejidos y ligaduras.
- ▶ Cardiovascular, oftálmico, neurocirugía, cirugía dental.
- ▶ Otras consideraciones del cirujano.






















Punta redonda ◉

Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)	STD8600S					
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)	STK809HL					
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)	STQ809HL					
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		STK801HL				
SBV200-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)		STD9984L				
SBV200-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)		STD10004L				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STK889HL				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST707GS				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STK890HL			
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STK891HL		
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)				ST7734GS		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		STK802HL				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST706GS				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		STQ706HL				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST709HL		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STD8986S			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STK870HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STK871HL		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STC054DS		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					STC053DS	
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STD8904S			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STN266HL			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STC084DS		
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STM104TM		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)			STK570HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)				STK571HL		
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)			STD1882L			
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)			STK580HL			
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)				STK581HL		
STF-5	8 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STN271HL			




Punta redonda ⊕

Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
STF-5	8 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STN272HL		
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STK880HL			
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STK881HL		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STC004DS		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					STC003DS	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					STM3TM	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)					STD9551S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STC014DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STC018DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STK831HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STC0145M		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STC017DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STM13TM		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STD8551S		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)				STD9580S		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STC013DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STK832HL		
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STN267HL		
STF-5	8 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STD9747L		
SST-1	45 mm		Recta	Monofilamento	Negro	30" (75)					STK852HL	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)					STK872HL	


















Punta redonda

Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)						STD6563S
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						STK873HL
SEN-S	19 mm		SKI	Monofilamento	Negro	48" (120 cm)					STD7794L	
SEN-S	19 mm		SKI	Monofilamento	Negro	48" (120 cm)						STD7793L



















Punta redonda

Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
SEN-S	19 mm		SKI	Monofilamento	Negro	48" (120 cm)			STDC645L			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)	STC0135S					
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STD8552S				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		STC012DS				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STC016DS				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	48" (120 cm)		STD8342L				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		STC0125M				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STK833HL				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STK834HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	48" (120 cm)			STD8264L			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STM834GS			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STK835HL		
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)	STK882HL					
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STD6623S				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STK883HL				
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60 cm)	STD4655L					
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60 cm)	STK572HL					








Punta redonda

Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	3-0	2-0	0	1	2	3
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		STC026DS				
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STC027DS			
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)		STM72TM				
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	48" (120 cm)		STD9991L				
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STK843HL				
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STK844HL			
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STK845HL		
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)					STK846HL	
SST-4	19 mm		Recta	Monofilamento	Negro	48" (120 cm)		STD7525L				
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		STC022DS				
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		ST423HL				
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)			STD9442S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STC021DS			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STD9659S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)			STD9489S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			ST424HL			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		STD10136L				




Punta redonda

Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	20" (51cm)		ST413HL				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)		STK533HL				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)			STK534HL			
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STC045DS			
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STC041DS			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)					STD3851L	




Punta cortante cardo

Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)	ST7729GS					
SV-4	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STK945GS			





Punta cortante

















Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STK952HL			
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)					STK964HL	










Espatulada Reverso cortante

Sutusilk (silk)





Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)	ST7733GS					
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST1732GS				
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST1780GS				












Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SC-2	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST714GS				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST682GS				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST683GS			
SBN	65 mm		Recta	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STD7328S			
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			ST621HL			
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				ST622HL		
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)					ST623HL	
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						ST624HL
SJ-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST734GS			
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST629GS			
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST684GS		
SC-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST736GS			
SC-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	12" (30 cm)			ST735GS			
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				ST675HL		
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)					ST679HL	
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					ST677GS	

Reverso cortante ▾
Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)						STD7877S
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)						ST678GS
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						ST680HL
SX-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST632GS		
SX-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)						STD9892S
SX-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)						ST737GS
SPSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						ST486HL
SPSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)						ST673HL
SPSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						ST590HL
SPSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)						ST580HL

Reverso cortante ▾
Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	2-0	0	1	2	3	4
SPSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STD8467S			
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)	ST443HL					
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STDC460S			
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STD7703L		

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	2-0	0	1	2	3	5
SCP-1	36 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STD2194L		
SFSLX	36 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)	ST1689HL					
SFSLX	36 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STD2484L				
SFSLX	36 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	24" (60cm)			STD8085S			
SFSLX	36 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STD9119L			
SFSLX	36 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STD4168L		
SPSLX	36 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)	ST591HL					
SFS	26 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)	ST685GS					
SCP	40 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STD6533S			
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				ST482TM		
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						ST485TM

Reverso cortante

Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SG-7	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)	ST766GS					
SG-7	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST765GS				
SG-6	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)	ST768GS					
SG-6	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST769GS				
SPS-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST1675HL				
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST1639GS				
SP-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST639GS				
SG-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST786GS				
SG-1	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST780GS				
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STD8370S			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST1676GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST1677GS		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					ST1679HL	
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)						ST583HL
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST640GS			
SP-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST641GS		
SPS-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST1678HL			
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST1687GS		
SG-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST783GS		
SG-3	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				ST789GS		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					ST1684GS	
SPS	26 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)						ST1588HL

Cortante convencional

Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		ST1925GS				
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			ST1984GS			

Sin aguja

Sutusiik (silk)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)	STA302HL					
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)	STA182HL					
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		STSA63HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STSA83HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)		STA303HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)		STA183HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	24" (60cm)		STSA73HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STSA64HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)			STA184HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	24" (60cm)			STSA74HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STA304HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)			STSA84HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)				STSA5HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STSA85HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)				STA305HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STSA65HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	24" (60cm)				STSA75HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)				STA185HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)					STSA86GS	
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					STA186HL	
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)					STSA6HL	
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)					STA306HL	
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	24" (60cm)					STSA76GS	
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)					STSA66GS	
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)						STSA7HL
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						STA307HL
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	18" (45 cm)						STA187HL
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	30" (75 cm)						STSA87GS
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	24" (60cm)						STSA77GS

Sin aguja

Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	1	2	3	4	5	6
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)		STSA8HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	26" (66		STD6022S				
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)			STSA9GS			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)				STSA10GS		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	60" (150 cm)					STSA11GS	

Carrete


Sutusilk (silk)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	144" (365 cm)			STLA53GS			
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	144" (365 cm)				STLA54GS		
SIN AGUJA	mm	S/A	Monofilamento	Negro	144" (365 cm)					STLA55GS	

SUTULENE / Polipropileno

- ▶ Ampliamente utilizado en cirugía general, cardiovascular, plástica y ortopédica; Las suturas de polipropileno no se adhieren al tejido y, por lo tanto, son eficientes como suturas extraíbles. Las suturas de polipropileno son relativamente biológicamente inertes y ofrecen resistencia, fiabilidad y versatilidad comprobadas. Por lo tanto, se recomienda utilizar suturas de polipropileno donde se desea una reacción mínima de sutura, como en heridas contaminadas e infectadas para minimizar la formación posterior de senos y la extrusión de sutura. Están disponibles en azul claro o teñido.

Características de a Sutura

TYPE OF ABSORPTION: Non-absorbable	STRUCTURE: Monofilament 
COLOR: Blue	
USP SIZE: 10-0 to 1.	



SUTULENE / Polipropileno

General

- ▶ Sutura de polipropileno no absorbible.
- ▶ Generalmente conocido bajo el nombre comercial de Prolene.
- ▶ Hilo monofilamento.
- ▶ Sutura hecha estereoisómero de polipropileno isotáctico cristalino.
- ▶ No se absorbe; Se encapsula gradualmente por el tejido.

Otras Características

- ▶ Color azul.
- ▶ Calibre: de 10/0 a 1 USP.
- ▶ Esterilización con óxido de etileno.
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.

Procedimientos recomendados

- ▶ Se utiliza para aproximación de tejidos y ligaduras.
- ▶ Cirugía cardiovascular, oftálmica, neurocirugía.
- ▶ Otras consideraciones del cirujano.

Reverso cortante

































Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0
SCSC-6	5 mm		Curva Compuesta	Monofilamento	Azul	12" (30 cm)		ST7796GS				
SCS160-6	5.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	12" (30 cm)		ST7761GS				
SCS160-6	5.5 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Azul	4" (10 cm)		ST9090GS				
SCTC-6L	14 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Azul	4" (10 cm)		ST9091GS				
SCTC-6L	14 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Azul	3" (8 cm)			STD8229S			
SCS160-8	5.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	6" (15 cm)		ST1755GS				
SCS160-8	5.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	3" (8 cm)			STD8225S			
SCS140-6	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	12" (30 cm)		ST1710GS				

Punta redonda































Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SBV100-4	5.1 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	2" (5 cm)	ST2795GS					
SBV75-3	3.8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	5" (13 cm)	ST2790GS					
SBV100-4	5.1 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	5" (13 cm)	ST2794GS					
SBV100-4	5.1 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	5" (13 cm)		ST2793GS				
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			ST8767S			
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STM8767S			
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STEPM8767S			
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STD9997S			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STEPM8741S			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STM8741S			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STEPM8743S			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STM8743S			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STEPM8742S			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STM8742S			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STEP8741HL			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			STD8292S			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			ST8741HL			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STM8730S			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STEPM8732S			

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STEPM8730S			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	4" (10			STD9662S			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STM8732S			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STEPM8739S			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STM8739S			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STEPM8738S			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	10" (25 cm)			STD9885S			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STM8738S			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STEP8732HL			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			STEPM8754S			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STEPM8753S			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			STM8754S			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STM8753S			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STM8752S			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STEPM8752S			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			STEP8754HL			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST8754HL			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			ST8753HL			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STEP8753HL			
SBV175-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STD9995S			
SBV175-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	20" (51cm)			STD10031S			
SBV175-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STD9993S			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	5" (13 cm)			ST2775GS			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8730HL			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STEP8730HL			
SBV130-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			ST8732HL			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STEP8740HL			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8740HL			
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STEPM8731S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STM8731S		
































Punta redonda®
































Sutulene (Polipropileno)
































Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8735S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEPM8735S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STM8734S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STEPM8734S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STEPM8733S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STM8733S		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8752HL			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STEP8752HL			
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STEPM8751S		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEPM8745S		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8745S		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STEPM8755S		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STM8755S		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8747S		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEPM8747S		
SRB-3	11 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STD6808S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STEPM8785S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STM8785S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8775S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STM8764S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STEPM8768S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STM8768S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STEPM8703S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STM8703S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STD9305S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STM8303S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8702S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STD8228S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEPM8702S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STD8771S		
































Punta redonda































Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8304S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STEPM8701S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STM8701S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STM8301S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STM8203S		
STF-6	6.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STD9579S		
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEPM8727S		
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8727S		
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STEPM8800S		
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STM8800S		
SBV175-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STD7434S		
SBV175-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STD9304S		
SBV	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8600S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8766S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEPM8766S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	2.75" (7 cm)				STD10055S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STM8765S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STEPM8765S		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				ST8766HL		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEP8766HL		
SBV175-7	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEPM8775S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STEPM8203S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	2.75" (7 cm)				STD9511S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STD8932S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				ST8703HL		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				ST8304HL		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STD8881S		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				ST8702HL		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8301HL		
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8701HL		

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STDC631S		
STF-6	6.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STD9602S		
STF-6	6.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STD9889L		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEM8737S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8737S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STEM8736S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STD8155S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STM8736S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEP8735HL		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				ST8735HL		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	2.75" (7 cm)				STD10103S		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STEP8734HL		
SBV175-6	8 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8734HL		
SBV175-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STD9216S		
SBV175-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STD9994S		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STEM8746S		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				ST8755HS		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STEP8755HL		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEP8747HL		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				ST8747HL		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	2.75" (7 cm)				STD10104S		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STEP8746HL		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8746HL		
SBV175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STM8746S		
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STEP8708HL		
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				ST8708HL		
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STEP8800HL		
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8800HL		
SRB-3	11 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STD6985L		
SRB-3	11 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				ST8206HL		
















Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STM8711S	
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEPM8711S	
SBV	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STM8776S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEPM8709S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STM8709S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STEPM8805S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD6619XS	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STM8305S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STM8805S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STEPM8806S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STEPM8205S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STM8806S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STM8205S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD9576S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STM8706S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD8227S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STM8307S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STEPM8726S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STM8726S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STM8318S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STEPM8718S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STM8718S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STM8206S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD7843S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEPM8206S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD9353XS	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)					STD9414L	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD4946L	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8706HL	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEP8706HL	

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD8647S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8307HL	
SBV	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEM8776S	
SBV	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STM8610S	
SBV	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STEM8610S	
SBV	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEP8776HL	
SBV	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8776HL	
STF-6	6.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD9601S	
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD9367S	
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD7153L	
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEP8711HL	
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8711HL	
STF-1	10 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD10090S	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD9223S	
SBV200-5	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD9369S	
STF-4	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD7808L	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD3810L	
SRB-4	10 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD9206S	
SRB-4	10 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD9264L	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8889HL	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEP8889HL	
SRB-3	11 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD8688S	
STF-4	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD7938L	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8709HL	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEP8709HL	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD8799S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					ST8305HL	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					ST8805HL	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD10126S	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STEP8805HL	

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STEP8806HL	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					ST8806HL	
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)						STD9664S
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)						STD6038S
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)						STD9917XS
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)						STD9342XS
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STEP8726HL	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					ST8726HL	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					ST8318HL	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STEP8718HL	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					ST8718HL	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STDC632L	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEPM8706S	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)						STM8321S
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)						STM8720S
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)						STM8717S
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)						STM8725S
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)						STM8325S
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)						STM8220S
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)						STD7418S
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD5166L	
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					ST8714HL	
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STEP8714HL	
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)						STD9366S
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)						STD6621XS
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)						STM8710S
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)						STD6232S
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)						STD7879XS
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)						STD9833L
SBV	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					ST8610HL	









Punta redonda®

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SBV	11 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60 cm)					STEP8610HL
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STM8556S
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60 cm)					STD7424S
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)					STD6909L
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD10089S
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					ST8356HL
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STD8213S
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD5635S
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)					STD10116L
SRB-4	10 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60 cm)					STD9469S
SRB-4	10 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60 cm)					STD9199XS
SRB-3	11 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60 cm)					STD9065S
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD4926L
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD3987L
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD9525L































Punta redonda®





























Sutulene (Polipropileno)
























Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD7768S			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		ST-D10030XS			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	54" (137 cm)		STD7889L			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD10087S			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)	ST8556HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)	STD9560L				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60)	ST8555HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)	ST8756HL				























Punta redonda

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)	STD4691L					
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9899XS				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STM8557S				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD5981XS				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	54" (137 cm)		STD9860L				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)	STD10119L					
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)	ST8870HL					
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)	STD9658XS					
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)	ST8580HL					
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)	STD8215L					
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)	ST8860HL					
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD5988S				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9935XS				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)		STD7407S				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)	STD9948L					
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)	ST8720HL					
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)	STD8581S					
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)	ST8325HL					
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)	ST8725HL					
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)	ST8717HL					
STF-4	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)	STD8320S					
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)	STD7712L					
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)	STD4624L					
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)	STD5ZL					
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)	STD9071L					
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)	ST8205HL					
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	24" (60cm)		STD10130L				
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)		STD8441XS				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)	ST8890HL					
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)	ST8710HL					





















Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)	ST8554HL					
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)	STD9930L					
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)	ST8713HL					
SRB-3	11 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)	STD8689S					
SRB-3	11 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	27" (70 cm)	STD7689S					
SRB-4	10 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)	STD8413L					
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9421S				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9060XS				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9067S				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	54" (137 cm)		STD6759L				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD8520XS				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD10088S				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD8231S				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)		STD7377L				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD4690L				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD7946L				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD7049L				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		ST8357HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD7143L				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9422XS				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		ST8557HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STD9364L				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)		STDC307L				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)		ST8757HL				
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STD7748S				
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)		STD9746S				
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9835L				

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD3986L				
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		ST8526HL				
SBB-1	22 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)		STD9520L				
SBB-1	22 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STD9375L				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)		STD10107L				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	54" (137 cm)		STD7870L				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9926L				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9945L				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		ST8581HL				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		ST8381HL				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9774XS				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9657XS				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STD5576L				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)		ST8861HL				
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)		STD9516L				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)		STD7160L				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD8941L				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STDC589L				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD7048L				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD7480L				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9775XS				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		ST8521HL				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STD6679L				

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9434L			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD4295L			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9748S			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STD6441L			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)		ST8204HL			
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD7310L			
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STD5955L			
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		ST8519HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		ST8831HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		ST8871HL			
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		ST8881HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul/ undyed	24" (60cm)		STD9124S			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		ST8872HL			
SIN AGUJA	31 mm		S/A	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STD9749S			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9066XS			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD6416S			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	54" (137 cm)		STD5526L			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)		STD9726M			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD8998XS			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)		ST8534HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD6993L			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD9947L			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STD6514L			




















Punta redonda®

Sutulene (Polipropileno)

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD8050XS			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STP8522L			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			ST8522HL			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STDC588L			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD7103L			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			STD8232L			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STD9350XS			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)			STD8336S			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)			ST8533HL			
STE-2	26 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			STD8911XS			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD9064S			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)			STD8977S			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	42" (107 cm)			STD9933L			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			ST8558HL			
SST-4	19 mm		Recta	Monofilamento	Azul	54" (137 cm)			STD9150M			
SST-4	19 mm		Recta	Monofilamento	Azul	54" (137 cm)			STD9691M			
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)			STD5636L			
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	54" (137 cm)			STD6873L			
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			ST8842HL			

















Punta redonda®

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)				STD9720M		
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)				ST8853HL		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)			STD9566L			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD8651L			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STD8695L			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST8762HL			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	42" (107 cm)			STD6010L			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)			STD9980L			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)			STD8063S			
SSH	26mm, 36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD9677L			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST8832HL			
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD9820L			
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD6150L			
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			ST8862HL			
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST8410HL			
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STC826GS			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST8422HL			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STC822GS			



















Punta redonda®

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SEN-5	19 mm		SKI	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)				STD8506S		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	42" (107 cm)				STD9693M		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				STD9647L		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD7717S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				ST8833HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8834HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				STD9425L		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				ST8523HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)					STD6497L	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				STD8185L		
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD7400L	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				STD8791L		
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				ST8559HL		
SST	65 mm		Recta	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STD9080S		
SST	65 mm		Recta	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD10061S	
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				ST8843HL		
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				ST8411HL		












Punta redonda®

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD9852L	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8412HL	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STC827GS	
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STDC392S		
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD4414L	
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STC841GS	
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD6176L	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				ST8423HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8424HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STC821GS	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)						STD6929S
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				ST8417HL		
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8418HL	
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STC845GS	
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)						STDC284S
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)						STDC585S
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				ST8433HL		











Punta redonda

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8434HL	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	50" (127 cm)					STD5498L	
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)						
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STD8267L	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8454HL	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STC811GS	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					STDC251L	
SCT	40 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD6141L	
SXLH	70 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)					STD7172S	
SXLH	70 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					ST3844GS	
SXLH	70 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)						ST8845GS














Punta redonda®

Sutulene (Polipropileno)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SXLH	70 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD9735S	
SXLH	70 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD4085S	
STP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)					STD5093S	
STP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)					ST8824GS	
SUR-5	36 mm 	5/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD6379L	
SCT	40 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)					STD9617S	
SCT	40 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)					STD9399S	
SCT	40 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8435HL	
SCT	40 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)						STD4786L
STP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)					STD9487S	






Punta redonda®

Sutulene (Polipropileno)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	2-0	0	1	2	3	4	
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)			STD8785S			
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)			ST8825GS			
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)			STD7580S			
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD6719L			
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			STD4412L			
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD6731L			
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	42" (107 cm)			STD6814L			
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			STDC373S			
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)			STD6781S			
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST8455HL			
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)			STDC382S			
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			STD8887S			
SMO-5	31 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD7530L			


















Punta redonda 

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	2-0	0	1	2	3	4
SMO-5	31 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			STD6958L			
SXLH	70 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST8190GS			
SUR-6	26 mm 	5/8 Círculo	Monofilamento	Azul	27" (70 cm)			STD8174L			
SCT-1	36 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST8425HL			
SUR-5	36 mm 	5/8 Círculo	Monofilamento	Azul	27" (70 cm)			STD6820L			










Punta cortante cardio 

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SCIF-4	13 mm 	1/4 Círculo	Monofilamento	Azul	8" (20cm)	ST788GS					
SCIF-4	13 mm 	1/4 Círculo	Monofilamento	Azul	8" (20cm)		STD9567S				
SCC	9.3 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8704S		
SCC	9.3 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEPM8704S		
SCC	9.3 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STM8705S		
SCC	9.3 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STEPM8705S		
SCC	9.3 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				ST8704HL		
SCC	9.3 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8705HL		
SCC	9.3 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEPM8807S		
SCC	9.3 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STM8807S		
SCC	9.3 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				ST8807HL		
SCC	9.3 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STEP8807HL		
SCC	9.3 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STD8282L		
SCC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEPM8707S	
SCC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STEPM8719S	
SCC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STM8719S	
SCC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8707HL	














Punta cortante cardio

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SCC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STEP8707HL	
SCC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)					STD7540L	
SCC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					ST8719HL	
SCC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					STEP8719HL	
SCC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STM8707S	
SCC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)						STM8721S
SCC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)						STD7362S
SCC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)						ST8721HL
SCC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)						STD7007L



Punta cortante cardio

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD6622XS			
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STP8935L			
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	54" (137 cm)				STD9614L		
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)				STD7027L		
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)					STD9694M	
SV-4	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			ST8925HL			
SV-4	17 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				ST8926HL		
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				STD6609S		
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				STD8376XS		
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)				STD9721M		
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)				STD7343S		
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)				STD6175L		
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				ST8976HL		







Punta cortante cardio

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)					STD9717M	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					ST8977HL	








Punta cortante

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SCC175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)	STEPM8812SLS					
SCC175-8	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)	STEPM8704SLS					
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			ST8934HL			
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				ST8935HL		
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)					ST8936HL	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)						ST8937HL



Punta cortante

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				STD5081L		
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)	ST8975HL					
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				ST8978HL		
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	48" (120 cm)				STD7085L		
SV-47	36 mm		Recta	Monofilamento	Azul	14" (35 cm)	ST8592GS					
SV-48	75 mm		Recta	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STD8679S		
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				ST8444HL		
SEN-V	26 mm		SKI	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				STD8529L		







Spatula straight transchamber 

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
SSTC-6	16 mm		Recta	Monofilamento	Azul	8" (20cm)	ST1713GS				
SSTC-6	16 mm		Recta	Monofilamento	Azul	8" (20cm)		STD9766S			






Espatulada Reverso cortante 

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	6" (15 cm)	ST1757GS				
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	12" (30 cm)	ST1771GS				
STG140-8	6.5 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	6" (15 cm)		ST1754GS			
STG160-6	5.5 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	2" (5 cm)	STDC506S				
STG175-8	7 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	6" (15 cm)		STD9611S			
SOPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	8" (20cm)				STD7163S	


Espatulada Reverso cortante 















Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SOPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		STD9795L			
SOPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	8" (20cm)		STD6870L			
SOPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	8" (20cm)		STD6885L			
SSM-1	6 mm		1/8 Circle	Monofilamento	Azul	12" (30 cm)		ST7740GS			
SS-14	8 mm		1/4 Círculo	Monofilamento	Azul	12" (30 cm)		STD8373S			

Espatulada cortante convencional 



Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0
SS-28	7.6 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STD7684L		

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)	ST8661GS					
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)		ST8683GS				
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8665GS			
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		ST8621HL				
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST8622HL			
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)		ST8629HL				
SFSLX	36 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST8649HL			
SFSL	30 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST8675HL			
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8684GS			
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				ST8623HL		
SKS	60 mm		Recta	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STD9722M	
SFSLX	36 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				ST8689HL		
SFSLX	36 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					ST8690HL	
SFS	26 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8685HL		


Reverso cortante ▾

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
STS	48 mm	Recta	Monofilamento	Azul	14" (35 cm)				ST8571GS		
											
SLR	75 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)						STD7852S
											

Reverso cortante ▾

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SLR	75 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	20" (51cm)						ST3846TM
											

Reverso cortante ▾

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SP-6	8 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)	ST8648GS					
SP-1	11 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)	ST8696GS					
SP-1	11 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)		ST8606GS				
SP-1	11 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)		ST8697GS				
SP-3	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)		ST8695GS				
SP-3	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			ST8605GS			
SP-3	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8698GS			
SP-3	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				ST8604GS		
SP-3	13 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8699GS		
SPS-3	16 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)		ST8680GS				
SPS-3	16 mm	3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8681GS			
SPS-6	10 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)			STD7943S			
SPS-6	10 mm	1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STD6212L		

Reverso cortante

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	8" (20cm)			STD9524L			
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	10" (25 cm)				STD8301L		
SPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8655GS			
SPS-5	13 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8656GS		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8686GS			
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8682HL		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8682GS		
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					ST8687HL	
SPS-2	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)						STD9207L
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				ST8603GS		
SPS-4	16 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)					STDC4655	
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STD7477L		
SP-2	8 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				STD7181L		
SPS-1	24 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)					ST8663GS	






Cortante convencional

Sutulene (Polipropileno)



Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)	ST8617GS					
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)		ST8618GS				
SPC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8619GS			
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)	ST8636GS					
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)		ST8635GS				
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8634GS			
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)		ST8630GS				
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)			ST8631GS			
SPC-5	19 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	18" (45 cm)				ST8632GS		
SPC-3	16 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	8" (20cm)			STD9675L			

Punta roma ●







Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCTB-1	36 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)				STPB21HL		
SCTB-1	36 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	30" (75 cm)				STD9776L		
SCTB-1	36 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STPB20HL	
SCTXB	48 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)					STD10140S	
SCTXB	48 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)					STPB30HL	

Punta roma ●

















Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	2-0	0	1	2	3	4
SBP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)			STD9668S			
SBP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	60" (150 cm)				STD9068S		

Punta redonda ⊙

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SRB-2	13 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STEPH8716HL				
SRB-2	13 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STEPH8710HL				
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STHS8556HL				
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STHS6856HL				
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STHS6857HL			
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				ST9556HL		

Punta redonda ◉

Sutulene (Polipropileno)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STD9177S				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STEPH8720HL				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)		STEPH8725HL				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STEPH7477HL				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)			ST9706HL			
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)			STD8631S			
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)		STD8905S				
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)		ST9702HL				
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STD8352L				
SBV-1	9.3 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	24" (60cm)		STEPH9702HL				
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Monofilamento	Azul	30" (75 cm)		STEPH8890HL				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)		STHS6822HL				
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STHS6855HL			
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STHS6861HL			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)			STD9996S			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Azul	36" (90 cm)				STD9844S		

SUTUBOND / Poliester

- ▶ Sutura sintética multifilamento no absorbible con o sin almohadillas de teflón, recubierta de un elastómero de silicona de alta resistencia.

No trombogénica, no capilar y con excelente seguridad de nudo.

Inerte, muy flexible y con una excelente resistencia a la tracción.

Teñido de blanco o verde.

Usos frecuentes: Indicada en cirugía general, oftalmología, cirugía cardiovascular, ortopedia y traumatología, ginecología y obstetricia.

TYPE OF ABSORPTION:
Non-absorbable

COLOR:
Green, White

USP SIZE:
6-0 a 5.

STRUCTURE:
Braided
Multifilament



SUTUBOND / Poliester

General

- ▶ Sutura de polipropileno no absorbible.
- ▶ Generalmente conocido bajo el nombre comercial de Prolene.
- ▶ Hilo monofilamento.
- ▶ Sutura hecha estereoisómero de polipropileno isotáctico cristalino.
- ▶ No se absorbe; Se encapsula gradualmente por el tejido.

Otras Características



- ▶ Color azul.
- ▶ Calibre: de 10/0 a 1 USP.
- ▶ Esterilización con óxido de etileno.
- ▶ Cajas de 12 o 36 unidades.

Procedimientos recomendados

- ▶ Se utiliza para aproximación de tejidos y ligaduras.
- ▶ Cirugía cardiovascular, oftálmica, neurocirugía.
- ▶ Otras consideraciones del cirujano.























Trocar






























Sutubond (Poliéster)




























Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SSTP-10	250 mm 	Recta	Trenzado	Verde	27" (70 cm)			STX997GS			
SSTP-10	250 mm 	Recta	Trenzado	Verde	27" (70 cm)				STD8890S		





















Punta redonda 






















Sutubond (Poliéster)






















Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)	STX889HL					
SC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)		STD5518S				
SC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)		STD8867S				
SC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX890HL				
SRB-4	10 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)	STD9591L					
SRB-4	10 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	24" (60cm)		STD9670L				
SRB-4	10 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)		STD9191L				
SRB-4	10 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)		STD9190L				
SRB-4	10 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)			STD9146L			
SC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)	STX706HL					
SC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)		STD6598L				
SC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX727HL				
SC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STX717HL				
SC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)			STD9458S			
SC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STX726HL			
SC-1	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STD9661L			
SBB	17 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)		STD5519S				
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)		STDC574L				
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX870HL				
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)			STD5794L			
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STX871HL			
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)		STX556HL				























Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX550HL				
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)			STD8319L			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	36" (90 cm)			STD8685S			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)			STD8366S			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STMX551S			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)			STX557HL			
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STX551HL			
SRB-3	11 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STD6940L				
SRB-3	11 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STD6941L				
SRB-3	11 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)		STD8316L				
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)		STX205HL				
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	24" (60cm)			STD9672L			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STD7056L			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)			STD6056L			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)			STD9430L			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)			STD7295L			
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)			STX204HL			
STF-4	8 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)		STD9182L				
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)			STD7361L			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)			STD10129L			
SST-4	19 mm		Recta	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)			STD9783S			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)			STCX14DS			
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STX831HL			
SUCL	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)			STD6088L			
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)			STD8705L			
SRB-2	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STD8987L			
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STDC659S			
SC-1	13 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)			STD9977L			




















Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SBB	17 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STX581HL			
SBB	17 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	verde/blanco	30" (75 cm)				STD9876S		
SBB	17 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STD9459S		
SBB	17 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)				STX588HL		
SBB	17 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)				STD9976L		
SBB	17 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STD7630L		
SBB	17 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STX881HL			
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)				STD6076L		
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)				STD9263L		
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)				STD4997S		
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)				STD10078L		
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/blanco	30" (75 cm)				STD7581S		
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/blanco	36" (90 cm)				STD8492S		
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STMX552S		
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/blanco	30" (75 cm)				STD9306S		
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)				STD7050L		
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)				STX558HL		
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STDC573L		
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/blanco	30" (75 cm)					STPXX41S	
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/blanco	30" (75 cm)					STPXX43S	
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/blanco	30" (75 cm)					STD10071S	
SRB-1	17 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/blanco	36" (90 cm)					STD7446S	
SSH	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)			STX521HL			
SSH	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)				STX522HL		
SSH	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)				STD8712L		
SSH	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STX562HL		
SSH	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)					STX513HL	

















Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)					STD5862L	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STD9070S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	36" (90 cm)					STSPX86S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	36" (90 cm)					STPXX85S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	36" (90 cm)					ST10X86S	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)			STX761HL			
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STD6489S		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)				STX762HL		
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STD8107XS	
SEN-S	19 mm		SKI	Trenzado	Blanco	48" (120 cm)				STD8416L		
SEN-S	19 mm		SKI	Trenzado	Blanco	48" (120 cm)					STD8424L	
SUCL	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)				STD8511L		
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STD7652S		
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STD9185L		
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)					STPX83HL	
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	36" (90 cm)					STD10097S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)				STCX13DS		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STX832HL		
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)					STMX823S	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STX872HL		
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)					STD9958L	

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	36" (90 cm)					STPXX86S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	36" (90 cm)					STD7447S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STSPX76S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STPXX76S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					ST10X82S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STD10070S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STSPX86S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STD8940S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STMX563S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	60" (150 cm)					STD9171S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STD9821L	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STX523HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STPX14S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STSP02L	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STD9822L	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STPXX92S	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STD7931S	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STMX763S	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STX763HL	
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STD9562L	

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STPX82S
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STSP82S
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STPX80S
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STD7925S
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STX559HL
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STXX43S
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STD9249S
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STD7390S
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STD5844S
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					ST10X42S
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STMX553S
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)					STD10118L
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)					STCX12DS
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STMX833S
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)					STD9999L
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	60" (150 cm)					STD9913S
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)					STCX46DS
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)					STCX26DS
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)					STD8725L
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)					STCX22DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)					STD9464L

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)					STCX42DS	
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STD9541S	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)					STD9014L	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)					STD8505L	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STD8478L	
SST-4	19 mm		Recta	Trenzado	Verde	48" (120 cm)					STD8943L	
SST-3	22 mm		Recta	Trenzado	Verde	42" (107 cm)					STD9283L	
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STD9556L	
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STX843HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STX833HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)					STD8495L	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	60" (150 cm)					STD8724L	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STX834HL	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STX873HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STX563HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STD6802L	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STD5286S	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STX524HL	
SSH	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STD9690M	
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STPX82HL	
SSH-2	20 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STX582HL	

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STD9128L	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STD6803L	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)					STMX523S	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STX423HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)						STCX21DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STX424HL
SMH-1	31 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD9968L
SUCL	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	27" (70 cm)						STX114HL
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD5086L
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)						STD9975L
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)						STD8172L
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	27" (70 cm)						STD7560L
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STX411HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)						STCX27DS
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)						STDC557L
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STX412HL
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	84" (213cm)						STD5013S
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD8290S

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)						STCX31DS
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STX864HL
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)						STD5153S
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)						STCX45DS
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)						STCX41DS
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)						STD8309L
SST-3	22 mm		Recta	Trenzado	Verde	48" (120 cm)						STD8863L
SST-3	22 mm		Recta	Trenzado	Verde	60" (150 cm)						STD8572S
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	50" (127 cm)						STD8611L
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD9436L
STQ	26 mm		TWISTY Q	Trenzado	Verde	48" (120 cm)						STD9898M
SEN-S	19 mm		SKI	Trenzado	Verde	48" (120 cm)						STD8674S
SEN-S	19 mm		SKI	Trenzado	Verde	42" (107 cm)						STD10067S
SEN-S	19 mm		SKI	Trenzado	Verde	36" (90 cm)						STD9966S
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)						STD6048S
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)						STX844HL
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD8318L
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD8224S
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	48" (120 cm)						STD8558S

Punta redonda

















Sutubond (Poliéster)




















Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SEN-2	31 mm	3/8 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	48" (120 cm)						STD8684S
SEN-5	19 mm	SKI	Trenzado	Blanco	48" (120 cm)						STD8150S
SCT-3	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)						STD8274L
SCT-2	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	48" (120 cm)						STD8302S

















Punta redonda

Sutubond (Poliéster)




Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	0	1	2	3	4	5
SCT-2	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	40" (100 cm)		STD8230L				
SCT-2	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	40" (100 cm)			STD9260L			
SCT-2	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)			STD9432S			
SCT-2	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STD7481L			
SSH	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)	STPXX87S					
SCTX	48 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)	STD9646S					
SMO-6	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STD6165S				
SMO-6	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STD4973L				
SMO-6	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STD7414L				
SMO-6	26 mm	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco/ grn	30" (75 cm)						STD9533S
SCTX	48 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STCX30DS				
SCTX	48 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STD9679S				

Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	0	1	2	3	4	5
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX865HL				
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STD9985L			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)		STD6166S				
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STD7716S				
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX425HL				
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Blanco	27" (70 cm)		STD8523L				
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	27" (70 cm)		STD7419L				
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)		STD8942S				
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)		STD6584S				
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STD5296L				
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco/ lt grn	30" (75 cm)			STD8793S			
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	27" (70 cm)			STD7485S			
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STD9024L			
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STDC400S				
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	60" (150 cm)			STD7083S			













Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)						
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
STF	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STD9128L	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STD6803L	
SRB-1	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)					STMX523S	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STX423HL	
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)						STCX21DS
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STX424HL
SMH-1	31 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD9968L
SUCL	13 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	27" (70 cm)						STX114HL
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD5086L
SBB	17 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)						STD9975L
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	24" (60cm)						STD8172L
SUR-5	36 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	27" (70 cm)						STD7560L
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STX411HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)						STCX27DS
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)						STDC557L
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STX412HL
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	84" (213cm)						STD5013S
STP-1	65 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD8290S
















Código	Aguja		Hebra			Medida de Sutura (USP)							
	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)							STCX31DS
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)							STX864HL
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)							STD5153S
SMO-6	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)							STCX45DS
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)							STCX41DS
SMO-7	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)							STD8309L
SST-3	22 mm		Recta	Trenzado	Verde	48" (120 cm)							STD8863L
SST-3	22 mm		Recta	Trenzado	Verde	60" (150 cm)							STD8572S
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	50" (127 cm)							STD8611L
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)							STD9436L
STQ	26 mm		TWISTY Q	Trenzado	Verde	48" (120 cm)							STD9898M
SEN-5	19 mm		SKI	Trenzado	Verde	48" (120 cm)							STD8674S
SEN-5	19 mm		SKI	Trenzado	Verde	42" (107 cm)							STD10067S
SEN-5	19 mm		SKI	Trenzado	Verde	36" (90 cm)							STD9966S
SCTX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)							STD6048S
SMH	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)							STX844HL
SCT-3	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)							STD8318L
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)							STD8224S
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	48" (120 cm)							STD8558S























Punta redonda

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SEN-2	31 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	48" (120 cm)						STD8684S
SEN-5	19 mm	SKI	Trenzado	Blanco	48" (120 cm)						STD8150S
SCT-3	22 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)						STD8274L
SCT-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	48" (120 cm)						STD8302S

Punta redonda










Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	0	1	2	3	4	5
SCT-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	40" (100 cm)		STD8230L				
SCT-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	40" (100 cm)			STD9260L			
SCT-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)			STD9432S			
SCT-2	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STD7481L			
SSH	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)	STPXX87S					
SCTX	48 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)	STD9646S					
SMO-6	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STD6165S				
SMO-6	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STD4973L				
SMO-6	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STD7414L				
SMO-6	26 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)						STD9533S
SCTX	48 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STCX30DS				
SCTX	48 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STD9679S				

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	0	1	2	3	4	5
SCTX	48 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX865HL				
SCTX	48 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STD9985L			
SCT-1	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)		STD6166S				
SCT-1	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STD7716S				
SCT-1	36 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX425HL				
SUR-6	26 mm 	5/8 Círculo	Trenzado	Blanco	27" (70 cm)		STD8523L				
SUR-6	26 mm 	5/8 Círculo	Trenzado	Verde	27" (70 cm)		STD7419L				
SMO-7	22 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)		STD8942S				
SMO-7	22 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)		STD6584S				
SMO-7	22 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STD5296L				
SMO-7	22 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco/	30" (75 cm)			STD8793S			
SMO-7	22 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	27" (70 cm)			STD7485S			
SMO-7	22 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STD9024L			
STP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STDC400S				
STP-1	65 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	60" (150 cm)			STD7083S			

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SV-4	17 mm		3/8 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STD7924S	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STD9974S	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STPX52S	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STXP52S	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STXP54S	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STMPX37S	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)				STD9940L	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	48" (120 cm)				STD9942L	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)				STXS54HL	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)				STPX54HL	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STD7552L	
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STPX937L	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STMX977S	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)				STX966HL	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)				STPX62HL	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STX977HL	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STDC257L	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STXP07L	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STPX977L	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STX964HL	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)					STD8515S
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STD9082L












Punta cortante cardio 

Sutubond (Poliéster)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	0	1	2	3	4	5
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	27" (70 cm)			STD8226S			
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)			STD8516S			
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)	STD6959S					
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)	STX444HL					
SV-34	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)	STD9327L					
SV-40	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STD9132S			
SV-40	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STMB46GS
SV-40	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD5150S











Punta cortante 

Sutubond (Poliéster)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)	STX951HL					
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX935HL				
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)				STX917HL		
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STD10068S		
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STX935HL		
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)				STX807HL		
SV-5	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STX937HL		
SUV-17	17 mm		5/8 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)			STD9890L			
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	36" (90 cm)				STPX79S		
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STD10069S		







Punta cortante 



















Sutubond (Poliéster)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				ST10X72S		
SV-6	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STD9079S		
SV-6	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STD10048S		
SV-3	22 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STD8194L		
SV-3	22 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STD8527S		
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STX905HL	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)					STD8944XS	
SV-7	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)					STPX65HL	
SEN-V	26 mm		SKI	Trenzado	Verde	36" (90 cm)					STD8528L	

Punta cortante 

Sutubond (Poliéster)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	0	1	2	3	4	5
SV-37	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco/ lt grn	30" (75 cm)			STD8253S			
SV-37	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STMX69GS			
SV-37	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STDC650L			
SV-37	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)						STD9570S
SV-37	40 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STMB66GS

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SFS-2	19 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)	STX683GS					
SKS	60 mm		Recta	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)		STD8585L				
SKS	60 mm		Recta	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX622HL				
SFS-1	24 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STX663HL				
SKS	60 mm		Recta	Trenzado	Verde	18" (45 cm)			STD6034S			
SKS	60 mm		Recta	Trenzado	Verde	24" (60cm)			STD9838L			
SFS	26 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)			STX664HL			
SOS-2	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)				STCX74TM		
SOS-2	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)					STCX75TM	
SOS-2	17 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STD5582L	
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STX517HL		
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STX518HL	
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)						STD6798L
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	36" (90 cm)						STD9010S
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	27" (70 cm)						STD9656S
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)						STD8363L
SOS-4	22 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STX519HL

Reverso cortante ▾












Sutubond (Poliéster)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SFSLX	36 mm	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)				STD7976S		
SOS-4	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)				STD5865S		
SOS-4	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	27" (70 cm)						STD7805S
SOS-4	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)						STD9301S
SOS-4	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD8438L
SOS-6	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)						STD5834S
SOS-6	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STX538HL
SOS-6	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	36" (90 cm)						STD9830S
SOS-6	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)						STDC494S
SOS-6	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STDC493S

Reverso cortante ▾




Sutubond (Poliéster)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	0	1	2	3	4	5
SKS	60 mm	Recta	Trenzado	Blanco	30" (75 cm)						STD8612S
SOS-4	22 mm	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)						STD9209S
SOS-6	36 mm	1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)						STD9238S
SOS-8	40 mm	1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX548HL				

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	0	1	2	3	4	5
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco	30" (75 cm)			STD5864S			
SOS-6	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STD9254S		
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	verde/ blanco/ lt grn	30" (75 cm)			STD6090S			
SCP-2	26 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STD9279S		
SLR	75 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	54" (137 cm)			STD7520S			
SLR	75 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	20" (51cm)			STX406TM			
SCPX	48 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	27" (70 cm)			STDC472S			
SLR	75 mm		3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STX496TM			
SCP-1	36 mm		1/2 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STD8741S		
SKS	60 mm		Recta	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD9026S
SKS	60 mm		Recta	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD5812S

Reverso cortante ▾

Sutubond (Poliéster)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	0	1	2	3	4	5
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	36" (90 cm)						STD9769S
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STB499TM
SLR	75 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	20" (51 cm)						STB409TM

Reverso cortante ▾

Sutubond (Poliéster)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SP-3	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)		STD5570L				
SP-3	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STX698GS				
SP-3	13 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)			STD5662L			
SPS-3	16 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STX681GS				
SPS-3	16 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)			STD5569L			
SPS-4	16 mm 	1/2 Círculo	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)			STX695GS			
SPS-2	19 mm 	3/8 Círculo	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)			STX692GS			

Sin aguja

Sutubond (Poliéster)

Aguja		Hebra				Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	18" (45 cm)	STX182HL					
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	18" (45 cm)		STX183HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	30" (75 cm)		STX303HL				
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STX304HL			

Sin aguja

Sutubond (Poliéster)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	18" (45 cm)			STX184HL			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STDC419S		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	30" (75 cm)				STX305HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	18" (45 cm)				STX185HL		
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	18" (45 cm)					STX186HL	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	30" (75 cm)					STX306HL	
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD8169S
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD8337S
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	18" (45 cm)						STDC552S
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD5901S
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	24" (60cm)						STD6996S

Sin aguja

Sutubond (Poliéster)

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)					
Código	Longitud	Cuerpo	Material	Color	Longitud	0	1	2	3	4	5
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	verde/ blanco/lt grn	36" (90 cm)			STD9129S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Blanco	18" (45 cm)			STD7288L			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	verde/ blanco	36" (90 cm)			STD9522S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	verde/ blanco	42" (107 cm)			STD9504S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	verde/ blanco/lt grn	30" (75 cm)			STD8811S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	18" (45 cm)			STD5475L			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	30" (75 cm)			STD5666S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	18" (45 cm)			STD8634S			
SIN AGUJA	mm	S/A	Trenzado	Verde	30" (75 cm)						STD8665S

SUTUSTEEL / Acero

- ▶ Sutura no absorbible de acero, de estructura multifilamento torcido o monofilamento. De alta resistencia tensil permanente, es dúctil y maleable, con un bajo nivel de corrosión y un alto nivel de histocompatibilidad. Excelente soporte a tejidos (estructuras óseas).

CARACTERÍSTICAS DE LA SUTURA

TIPO DE ABSORCIÓN:
No absorbible

ESTRUCTURA:
Monofilamento

COLOR:
Plata metálica

MEDIDA USP
1 a 5



SUTUSTEEL / Acero

General

- ▶ Sutura no absorbible, monofilamento y multifilamento.
- ▶ Posee una alta resistencia tensil permanente.
- ▶ Es dúctil y maleable.
- ▶ Excelente soporte a tejidos (estructuras óseas).
- ▶ Se encuentra disponible en color plata metálica.

Otras Características

- ▶ Color plata metálica
- ▶ Calibre: de 1 a 5 USP
- ▶ Esterilización con óxido de etileno.
- ▶ Cajas de 4 sobres (contenido 4 varillas)






Procedimientos recomendados













- ▶ Abrir sólo las suturas necesarias para el procedimiento.
- ▶ No jalar la aguja.
- ▶ No oprimir o apretar los hilos de sutura con instrumentos quirúrgicos.
- ▶ No doblar el alambre de acero inoxidable.
- ▶ Una vez finalizada la sutura, se limpia la herida con suero fisiológico, se aplica antiséptico y un apósito. En caso de riesgo de sangrado, se aplica un vendaje compresivo.

SUTUSTEEL

ACERO

Punta redonda 

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
SSH-1	22 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)					STD8901S	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY333HL	
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)						STY334HL
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)						STD8893S

Aguja			Hebra			Medida de Sutura (USP)						
Código	Longitud		Cuerpo	Material	Color	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SCT-2	26 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)					STY335HL	
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	27" (70 cm)			STD8592S			
SUR-6	26 mm		5/8 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STD7611S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)			STY945HL			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	54" (137 cm)			STD9912S			
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	18" (45 cm)				STY740DS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	36" (90 cm)				STY346HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STYY31GS		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Violeta	27" (70 cm)				STY340HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	36" (90 cm)				STY946HL		
SCT-1	36 mm		1/2 Círculo	Monofilamento	Incoloro	18" (45 cm)				STD9270S		

Suturas DE ESPECIALIDAD



- ▶ Suturas Oftálmicas
- ▶ Suturas Cardiovasculares
- ▶ Suturas de microcirugía
- ▶ Suturas Ortopédicas
- ▶ Suturas Dentales





SUTUSORB/ Ácido Poliglicólico

Estructura multifilamento de sutura absorbible

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
8/0	 3/8 círculo espatulada 	6.5mm	30, 45cm / 12", 18"
6/0, 7/0	 3/8 círculo espatulada 	8mm, 6.5mm	
6/0	 1/4 círculo espatulada 	8mm	







SUTUCRYL/ Poliglactín

Estructura monofilamento de sutura absorbible

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
8/0	 3/8 círculo espatulada 	6.5mm	30, 45cm / 12", 18"
6/0, 7/0	 3/8 círculo espatulada 	8mm, 6.5mm	
6/0	 1/4 círculo espatulada 	8mm	

SUTUSILK/ Seda Negra Trenzada

Estructura trenzada de sutura no absorbible

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
7/0, 8/0	 3/8 círculo espatulada 	6.5mm	30, 45cm / 12", 18"
6/0	 1/4, 3/8 círculo espatulada 	8mm	
4/0	 3/8 reverso cortante 	15mm	

SUTULON/ Nylon Negro





















Estructura monofilamento de sutura no absorbible

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
10/0	— Recta	9.3mm	30, 45cm / 12", 18"
9/0, 10/0	 3/8 círculo espatulada 	6mm, 6.2mm	
7/0, 8/0	 3/8 círculo espatulada 	6.4mm, 6.5mm, 13mm	
6/0	 1/4, 3/8 círculo espatulada 	8mm	







SUTULENE/ Polypropylene

Sutura sintética monofilamento no absorbible, Color azul.

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
7/0, 8/0	 3/8 círculo espatulada 	6.5mm	30, 45cm / 12", 18"
6/0, 7/0	 3/8 micropunta redonda 	9.3mm, 10mm, 12mm, 13mm	
6/0	 1/4, 3/8 círculo espatulada 	8mm	
7/0	 1/2 círculo redondo 	10 mm	60 cm / 24"
7/0	 3/8 micropunta redonda 	9.3 mm	
6/0	 3/8 micropunta redonda 	9.3 mm 10 mm 12 mm	
5/0	 1/2 círculo redondo 	15 mm 17 mm	75 cm / 30"
4/0	 1/2 círculo redondo 	15 mm 20 mm 25 mm 30 mm	
3/0	 1/2 círculo redondo 	15 mm 20 mm 25 mm 30 mm	75 cm - 90 cm / 30" - 35"
2/0	 1/2 círculo redondo 	20 mm 25 mm	



SUTUBOND/ con y sin PTFE Pledged

Sutura no absorbible de multifilamento trenzado sintético
Disponible en verde - blanco / con y sin PTFE Pledget

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
3/0	 1/2 círculo redondo 	15 mm 20 mm 25 mm	75 cm / 30"
2/0	 1/2 círculo redondo 	15 mm 20 mm 25 mm	

SUTUSTEEL/ Acero

Sutura no absorbible de monofilamento sintético
Tiene alta resistencia a la tracción permanente

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
3 4 5	 1/2 círculo punta cortante 	50 mm 60 mm	75 cm - 90 cm / 30" - 35"



SUTULON/ Nylon negro

Estructura monofilamento de sutura no absorbible

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
10/0	☺* 3/8 micropunta redonda ⦿	4 mm, 5 mm	15 cm / 6"
9/0	☺* 3/8 micropunta redonda ⦿	5.0 mm	15 cm / 6"
8/0	☺* 3/8 micropunta redondo ⦿	6.5 mm	15 cm / 6"

* Aguja simple o doble





Características



- ▶ Sutura fuerte no absorbible hecha de filamento molecular ultra alto
- ▶ Peso de polietileno
- ▶ Excelente resistencia a la tracción recta y al nudo
- ▶ Flexible, duradero y suave
- ▶ Adecuado para procedimientos ortopédicos.
- ▶ Variedad de tallas, colores y trenzas.

Especificación



- ▶ Rango de tamaño disponible: USP 2 - 2/0
- ▶ Colores disponibles: blanco, blanco / verde, blanco / azul, blanco / violeta, blanco / negro
- ▶ Para una visualización, identificación y detección de movimiento más fáciles.

POLIETILENO de ultra alto peso molecular (UHMWPE)

Polietileno (USP 2 - 35")	Color: blanco
(UHMWPE) (USP 2 - 35")	Color: blanco - verde
(USP 2/0 - 35")	Color: blanco
(USP 2/0 - 35")	Color: blanco - verde

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
2	 1/2 círculo punta redonda 	25 mm, 30 mm, 35 mm	100 cm
2-2	 1/2 círculo punta redonda 	25 mm, 30 mm, 35 mm	100 cm

← FUERZA DE TENSIÓN →









- ▶ Seda Negra Trenzada 3/0, 4/0
- ▶ Catgut crómico 3/0
- ▶ Ácido poliglicólico 3/0
- ▶ Nylon Monofilamento 3/0

SUTUSILK/ Seda Negra Trenzada

Estructura trenzada de sutura no absorbible



USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
3/0, 4/0	 3/8 círculo cortante	15, 20, 25 mm	50 cm
	 1/2 círculo redondo		

CHROMIC GUT

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
3/0	 3/8 círculo cortante	20 mm	50 cm
	 1/2 círculo redondo		

SUTUSORB/ Ácido Poliglicólico

Estructura multifilamento de sutura absorbible

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
3/0	 3/8 círculo cortante	20 mm	50 cm
	 1/2 círculo redondo		

SUTULON/ Nylon negro

Estructura monofilamento de sutura no absorbible

USP	Forma y tipo de aguja	Medida de aguja (*)	Medida de hebra
3/0	 3/8 círculo cortante	20 mm	50 cm
	 1/2 círculo redondo		



A legacy of quality in surgery.

**Sutumed Headquarters &
Corporate Office**

US Florida

- 📍 9280 College Pkwy, Unit# 5-6 Fort Myers, FL 33919
- ☎ +1(239) 590-8484
- 🌐 sutumed.us
- ✉ info@sutumed.us

Business Office

EU The Netherlands

- 📍 Karel du Jardinstraat 86 H, 1073 TE Amsterdam
- ☎ +31 610 5997 46
- 🌐 sutumed.eu
- ✉ info@sutumed.eu